

節亮康復產品有限公司產品手冊


# Health Product

Your Smart Health Care Solution Partners  
Health care product | Smart home care | Air purification

---

## Intelligent Massager

Z9




Ziglite Smart Health Care Products Co., Ltd.





**Z** IGLITE<sup>®</sup>  
HEALTHCARE



# Company Profile

## 公司簡介

### ABOUT US 關於我們

---

Ziglite Smart Health Care Products Co., Ltd. Incorporated in 2018, we work with our partners to bring their products to the local market. Mainly engaged in the management of health care products, the main customers are hospitals and clinics, homes for the elderly and home patients.

We are committed to the development of excellent health care products, dedicated to the needs of a wide range of different customers, get the best care in the family treatment process, and greatly improve the effect of rehabilitation. Get the best care during the family treatment process and greatly improve the healing effect. We will provide quality products with stable quality and stable performance for customers.

We specialize in a wide range of products including: anti-virus and air freshening, incontinence care, mobility aids, decompression supplies, etc.


# what's inside...

## PRODUCT CATALOG

公司於2018年成立，我們與合作夥伴一起把他們的產品推向本地市場。以經營康護用品為主，主要客戶為醫院及診所，安老院及家居病人等。

我們致力於發展卓越的康護醫療產品，竭誠照顧廣大不同客戶的需要，在家庭治療過程中得到最好的護理，大大提高康復治療效果。在家庭治療過程中得到最好的護理，大大提高康復治療效果。務求為客戶提供品質優越及性能穩定的醫療產品。

我們專營的產品種類繁多，包括：抗病毒及空氣清新，失禁護理，助行用品，減壓用品等。





# Intelligent Massager

## 智能按摩器



P02 JCM



P03 MI



P04 ME



P05 MA



P06 MK



P07 MCC



P08 MN



P09 MAK



P10 ML



P11 MBN



P12 MBP



P13 MBS



P14 MBX



P15 MAG



P16 MC



P17 MJ



P18 MZ



P19 MAT



P20 MBR



P21 MCF



P22 MAJ



P23 MAA



P24 MR



P25 MAY



P26 MBW



P27 MCD



P28 MCE



P29 MAW



P30 MAN



P31 MAP



P32 MBJ



P33 MB



P34 MAV



P35 MBT



P36 MBV

# Graphene Series

## 石墨烯系列



P38 JDH



P39 JDG



P40 MBZ



P41 MAZ



P42 MCB



P43 JDF



P44 JDI




P45 JDJ

# Simple Massager

## 普通按摩器



P47 MAU



P48 MM



P49 MBY



P50 MCG







P51 MBC/MBG



P52 MBQ



P53 MBA/MBM



P54 MD/MX



P55 MAI



P56 MBB



P57 MBD



P58 MBE



P59 MBF



P60 MAL




P61 MAH



P62 MBK



P63 MBL



P64 MBO



P65 MAO



P66 MAQ



P67 MBU



P68 MBH




P69 MBI

---

# Intelligent Massager

## 智能按摩器



# Intelligent Bluetooth Eye Protector

## 智能藍牙眼部按摩儀

Model: JCM

### Features:

- Air pressure massage + hot compress massage + vibration massage + bluetooth + music, wireless bluetooth connection
- 3D air bag kneading, hand massage and constant temperature hot compress
- Temple kneading design: built in top kneading key, loop inflation, convex top kneading
- Three in one split structure, complete 180° fold, easy to carry out
- Suitable crowd: people with eye fatigue, etc
- 氣壓按摩+熱敷按摩+振動按摩+藍牙+音樂,無線藍牙連接
- 3D氣囊揉捏,仿人手按摩,恒溫熱敷
- 太陽穴揉壓設計:內置頂揉鍵,迴圈充氣,凸起頂揉
- 三合一分體式結構,完成180°折疊,外出攜帶也方便
- 適宜人群:眼部疲勞人士等



### Specifications

Product model 產品型號	JCM
Product material 產品材質	PU leather + ABS shell PU皮+ABS外殼
Product function 產品功能	eye massage 眼部按摩
Power mode 電源方式	USB
Color 顏色	white 白色
Applicable parts 適用部位	eyes 眼部
Massage mode 按摩方式	air pressure + hot compress+ vibration 氣壓+熱敷+振動
Product size 產品尺寸	23*9*4.5cm
Packing size 包裝尺寸	23*18*10cm
Package weight 包裝重量	0.60kg

### Instructions

- ◆ 單擊開關鍵幾開始按摩,再次點擊交換模式
- ◆ 可選擇五種模式,雙擊取消音樂,最後一次按鍵即關閉
- ◆ 自動按摩15分鐘後自動關閉

#### 注意事項:

- ◆ 請存放於乾燥陰涼處,避免暴曬、受潮
- ◆ 眼睛如患有疾病或損傷,請在醫生指導下使用
- ◆ 不可水洗



# Children's Intelligent Eye Massage Instrument

## 兒童款智能眼部按摩儀

Model: MI

### Features:

- 17 vibration motors, relieve fatigue in massage exercise, meet different nerve exercises
- Visual lens, open and close eyes can massage
- Environment friendly lithium battery, enjoy massage at any time
- Five switching modes are used to relax the eye muscles: full vibration mode, positive single rotation vibration mode, reverse single rotation vibration mode, double rotation vibration mode and divergent vibration mode
- Suitable crowd: people with eye fatigue, etc
- 17個震動馬達, 在按摩鍛煉中緩解疲勞, 滿足不同的神經鍛煉
- 可視化的鏡片, 睜眼閉眼都可以按摩
- 環保鋰電隨時享受按摩
- 五種切換模式放鬆眼部神經肌肉: 全震動模式、正單旋震動模式、反單旋震動模式、雙旋震動模式、發散震動模式
- 適宜人群: 眼部疲勞人士等



### Specifications

Product model 產品型號	MI
Product material 產品材質	ABS+PC
Product function 產品功能	eye massage 眼部按摩
Working mode 模式	five modes switching 5種模式切換
Working cycle 工作循環	15 minutes / time 15分鐘/次
Product color 顏色	white 白色
Product size 產品尺寸	15.6*5.8*4.3cm
Product weight 產品重量	158g
Packing size 包裝尺寸	18.5*10*7cm
Package weight 包裝重量	0.33kg

### Instructions

- ◆ 長按開關機鍵2秒開機/關機, 產品開始按摩
- ◆ 短按開/關按鍵切換模式
- ◆ 眼睛隨著震動眼部的位置移動眼珠進行視力訓練, 使用15分鐘以後產品自動關機, 隨後指示燈熄滅
- ◆ 當產品電量不足時, 電量顯示符號開始閃紅燈, 請及時充電, 充電完成以後, 電量符號常亮藍燈
- ◆ 注意事項:
  1. 本產品適用於6歲以上中小學生
  2. 每次使用時間控制在15分鐘內
  3. 如果感到眼睛或眼睛周圍出現疼痛或不適時, 請停止使用並諮詢醫師

# Intelligent Eye Protector For Students

## 智能學生護眼儀

Model: ME

### Features:

- Use it for 15 minutes twice a day to relieve eye fatigue
- Compact and portable, foldable, 55dB silent vibration massage
- 38-45 °C hot compress to release the pressure around the eyes
- Three hot compress modes, one key switching: wave heating, fast heating and slow heating combinati
- According to ergonomics, it fits all kinds of facial contour perfectly
- Suitable crowd: people with eye fatigue, etc
- 每次使用15分鐘，一天兩次，舒緩眼睛疲勞
- 小巧便攜，可折疊，55dB靜音振動按摩
- 38-45°C熱敷，釋放眼周壓力
- 三種熱敷模式，一鍵切換：波浪式加熱，快速升溫和慢速升溫結合
- 根據人體工程學，完美貼合各類臉部輪廓
- 適宜人群：眼部疲勞人士等

### Specifications

Product model 產品型號	ME
Product function 產品功能	eye massage 眼部按摩
Product material 產品材質	ABS+ latex cotton ABS+乳膠棉
Working mode 模式	vibration massage+third gear hot compress 振動按摩+三擋熱敷
Working cycle 工作循環	15 minutes / time 15分鐘/次
Product color 顏色	white 白色
Product size 產品尺寸	15.5*5*1.5cm
Product weight 產品重量	98g
Packing size 包裝尺寸	11.5*6.5*7cm
Package weight 包裝重量	0.16kg



### Instructions

- ◆ 調整產品鬆緊帶合適長度後，佩戴於眼部
- ◆ 開機：長按按鍵2秒，產品開機並振動提醒，開始工作，默認工作時長15分鐘，定時結束後自動關機並振動提醒
- ◆ 產品工作中，首次默認模式：高溫、中溫、低溫
- ◆ 快速雙擊按鍵，開啟或關閉振動按摩
- ◆ 注意事項：
  - ◆ 每次使用時間控制在15分鐘內，一天使用兩次即可
  - ◆ 有眼疾症狀者不能使用，重大眼部疾病患者禁止使用
  - ◆ 6歲以下兒童禁止使用，6-12歲兒童必須在父母或有監督能力的人指導和看護下使用




# Leather Anti fatigue Eye Mask

## 皮革抗疲勞眼罩

Model: MA

### Features:

- Using South Korean imported heating materials
- No need to disassemble the heating element
- Micron atomized steam, 3D surrounding hot compress
- Constant temperature heating, intelligent timing, multi-level temperature adjustment
- Promote eye blood circulation, improve dark circles, relieve eye fatigue
- Suitable crowd: people with eye fatigue, etc
- 採用韓國進口發熱材料
- 無需拆卸發熱元件,可水洗迴圈使用
- 微米級霧化蒸汽;3D環繞熱敷
- 恆溫發熱,智能定時,多檔調溫
- 促進眼部血液循環,改善黑眼圈,緩解眼疲勞
- 適宜人群:眼部疲勞人士等



### Specifications

Product model 產品型號	MA
Product material 產品材質	PVC leather+Graphite film PVC皮革+石墨發熱膜
Product function 產品功能	eye massage 眼部按摩
Power mode 電源方式	USB
Colors 顏色	Indigo blue 靛青藍
Gear position 檔位	Three gears timing three gears for temperature adjustment 三檔定時三檔調溫
Product size 產品尺寸	22.3*7.8cm
Product weight 產品重量	28g
Packing size 包裝尺寸	23.7*8.2*4cm
Package weight 包裝重量	0.14kg

### Instructions

- ◆ 用溫控線將眼罩與電源設備連接
- ◆ 單擊開關按鈕可開啟加熱功能,默認紅色高檔
- ◆ 再次單擊調整檔位(紅色高檔、綠色中檔、藍色低檔)
- ◆ 長按2秒開啟定時功能,定時30分鐘(開啟時燈閃爍)
- ◆ 注意事項:
- ◆ 使用結束時,建議斷開電源5分鐘後再拿開熱敷眼罩
- ◆ 眼睛如患有疾病或損傷,請在醫生指導下使用
- ◆ 內含發熱材料,使用時和使用後有溫度狀態下,不得折疊

# Smart Massage Sleep Eye Mask

## 智能按摩睡眠眼罩

Model: MK

### Features:

- Soothing mode, low-frequency pulse technology to relieve fatigue
- Adopt soft and breathable high-density sponge eye mask
- Large-capacity lithium battery USB interface charging
- Lightweight and portable, simple operation
- Suitable crowd: people with eye fatigue, etc
  
- 舒緩模式,低頻脈衝科技緩解疲勞
- 採用柔軟度強的透氣高密度海綿眼罩
- 大容量鋰電池,無需頻繁充電
- 輕巧便攜操作簡單
- 適宜人群:眼部疲勞人士等



### Specifications

Product model 產品型號	MK
Product material 產品材質	ABS plastic + polyester Lycra ABS塑膠+滌綸萊卡
Product function 產品功能	eye massage 眼部按摩
Power mode 電源方式	USB
Colors 顏色	black 黑色
Product size 產品尺寸	23.5*9.2cm
Product weight 產品重量	54g
Packing size 包裝尺寸	25*11*5.5cm
Package weight 包裝重量	0.30kg



### Instructions

- ◆ 將矽膠電極片上的鎖扣與主機連接並固定
- ◆ 使用濕巾或者濕毛巾或清水清潔眉間和額頭上的皮膚
- ◆ 電極片上塗抹點導電液,再進行佩戴,請確保主機上的電極片緊貼眉心位置
  
- ◆ 注意事項:
- ◆ 以下人群切忌使用
- 1.心臟病患者、劇痛性疾病患者、孕婦、血壓不正常者、因淋雨或出汗身體濕漉者
- 2.近期大腦或面部創傷人士

# Leather Anti fatigue Eye Mask

## 頭眼一體按摩儀

Model: MCC

### Features:

- Intelligent air pressure, massage acupoints, use for 15 minutes, relax all day
- Warm hot compress can effectively relieve head discomfort and improve discomfort caused by cold
- Built-in visual hole, which does not affect the vision, and is more convenient for the operation of the hand controller
- Turn the adjusting knob to adjust according to the size of head circumference
- You can download and store your favorite songs and enjoy a comfortable and relaxed rest atmosphere
- 智能氣壓，穴位按揉，使用15分鐘，輕鬆一整天
- 溫感熱敷，有效舒緩頭部不適，改善因著涼帶來的不適
- 內置可視孔，不影響視線，更便於手控器的操作
- 旋轉調節旋鈕，可根據頭圍大小調節
- 可以下載存儲自己喜愛的歌曲，享受舒適、輕鬆的休息氛圍

### Specifications

Product model 產品型號	MCC
Product material 產品材質	ABS
Product function 產品功能	head massage 頭部按摩
Rated power 額定功率	5W
Rated voltage 額定電壓	5V
Power mode 電源方式	USB
Colors 顏色	white 白色
Time setting 時間設定	5min/10min/15min
Product size 產品尺寸	25*24*27cm
Product weight 產品重量	1040g
Packing size 包裝尺寸	25*28*30cm
Package weight 包裝重量	1.62kg



### Instructions

- ◆ 將產品佩戴後通過產品兩側和頭頂旋鈕調整至佩戴舒適的大小後，長按遙控器頂部開關鍵打開頭部按摩器。再次長按開關鍵關機。在開機狀態下單擊開關按鈕調整按摩時間，在5分鐘、10分鐘、15分鐘依次迴圈。
- ◆ 單擊遙控器中間程式選擇按鈕可切換程式：氣壓+熱敷、氣壓+震動、氣壓+震動+熱敷、氣壓+震動、熱敷。
- ◆ 點擊遙控器左右按鍵可切換歌曲。
- ◆ 下載歌曲，請將USB線連接產品至PC端可進行下載。
- ◆ 注意事項：
  - 使用此頭部按摩器前，請先摘掉眼鏡，以免在使用過程中造成不適
  - 不要坐或踩頭部按摩器
  - 不要把頭部按摩器掉在地上

# Shoulder And Neck Thump Massage Shawl

## 肩頸捶打按摩披肩

Model: MN

### Features:

- Built-in 2 head knocks, one massage on the left and right shoulders
- Two massage modes, automatic timing
- Unique combination of neck, shoulder, back, waist, and five major parts of massage into one portable free hand massage
- The surface is made of high-grade PU leather, and the mesh surface is breathable
- Suitable crowd: office workers, people with physical fatigue, etc
- 內置2個敲頭，肩部左右各一個按摩效果更明顯
- 兩種按摩模式，自動定時
- 獨有的結合頸部、肩部、背部、腰部、臀部五大部位按摩為一體，便攜式按摩儀
- 表面採用高級PU皮，網面透氣
- 適宜人群：上班族、身體疲勞人士等



### Specifications

Product model 產品型號	MN
Product material 產品材質	leather + mesh 皮革+網面
Product function 產品功能	neck, shoulder, back and waist massage 頸部、肩部、背部、腰部、臀部按摩
Power mode 電源方式	AC220V
Applicable part 適用部位	neck, shoulder, back and waist 頸部、肩部、背部、腰部、臀部
Product weight 產品重量	1.15kg
Packing size 包裝尺寸	31.5*17.5*10.8cm
Package weight 包裝重量	1.5kg

### Instructions

- ◆ 將電源插頭插入電源插座
- ◆ 打開開關鍵，開機自動倒計時10分鐘
- ◆ 按摩儀每分鐘可改變自動模式，共9種模式可切換
- ◆ 按摩儀每一個時間速度逐漸加強，也每個時間速度逐漸下降，共10種強度可調節
- ◆ 注意事項：
- ◆ 請注意，每次按摩時間不得超過15分鐘
- ◆ 如果想停止使用按摩帶，確保電源插頭已從插座上取下
- ◆ 以防突然斷電，否則容易造成產品損壞

# Smart Massage Hot Compress Pillow

## 智能按摩熱敷安睡枕

**Model: MAK**

### Features:

- Massage and kneading imitating human hands to release cervical shoulder pain
- Fit neck curve, infrared warm feeling hot compress
- Bluetooth surround music, more relaxed and comfortable
- Manual pressurization / decompression adjustment, intelligent panel one key start, multi-mode force adjustment
- Suitable crowd: office workers, people with physical fatigue, etc
- 仿真人手法按摩推拿揉捏, 釋放頸椎肩酸痛
- 貼合頸部曲線, 紅外溫感熱敷
- 採用藍牙環繞音樂, 更放鬆舒適
- 手動增壓/減壓調節, 智能面板一鍵啟動, 多種模式力度調節
- 適宜人群: 上班族、身體疲勞人士等



### Specifications

Product model 產品型號	MAK
Product material 產品材質	memory cotton + mesh 記憶棉+網布
Product function 產品功能	shoulder massage 肩部按摩
Voltage 電壓	AC220V
Applicable part 適用部位	shoulders 肩部
Working cycle 工作循環	15 minutes 15分鐘
Working mode 模式	3 levels of temperature adjustable 3檔溫度可調
Product size 產品尺寸	44*22*18cm
Product weight 產品重量	980g
Packing size 包裝尺寸	48*25*21cm
Package weight 包裝重量	1.20kg

### Instructions

- ◆ 1.將產品的電源接通, 遙控器指示燈亮, 表示通電
- ◆ 2.開關面板設置開關機, 定時, 正反面切換, 模式, 及藍牙功能
- ◆ 注意事項:
- ◆ 駕駛時請不要使用本產品, 不要在飲酒或服用安眠藥後使用
- ◆ 請注意, 每次按摩時間不得超過15分鐘
- ◆ 使用完後請及時拔下電源, 不要讓小孩玩此類產品, 以免發生意外
- ◆ 如果電源線損壞或工作異常等情況, 請不要使用該產品

# Intelligent Moxibustion Massager

## 智能艾灸按摩器

Model: ML

### Features:

- Smoke free silent moxibustion, unrestrained massage, sleep can also do
- Constant temperature control of Artemisia molecular overflowing, direct penetration of the skin
- Moxibustion function (three temperature adjustable); Massage function (four massage methods, 16 massage intensity, can be adjusted) two function mode selection
- Dehumidification and dispelling cold, relieving fatigue, relieving soreness, reducing pressure and helping sleep, dredging meridians and activating collaterals, etc
- Suitable crowd: office workers, people with physical fatigue, etc
- 無煙無聲艾灸，無拘無束按摩，睡覺也可以做
- 恆溫控制艾分子四溢，直接滲透皮膚
- 艾灸功能（三檔溫度可調節）；按摩功能（四種按摩方式，16種按摩力度，均可調節）兩種功能模式選擇
- 除濕驅寒、緩解疲勞、緩解酸痛、減壓助眠、通經活絡等各種調理
- 適宜人群：上班族、身體疲勞人士等



### Specifications

Product model 產品型號	ML
Product material 產品材質	ABS+ceramic heater ABS+陶瓷加熱片
Function 功能	moxibustion+massage 艾灸+按摩
Power mode 電源方式	USB
Battery 內置電池規格	700mAh/3.7V
Use time 使用時長	about 5-6 times 15 minutes/time 約5-6次 15分/次
Product size 主機尺寸	5.8*4.3*2cm
Product weight 主機重量	46g
Packing size 包裝尺寸	25*11*5.5cm
Package weight 包裝重量	0.33kg

### Instructions

- ◆ 將電極片於主機母扣連接固定，剝掉電極片上的保護膜，貼在身體疼痛部位（注意：找準穴位，貼在施灸的位置，效果更佳）
- ◆ 長按儀器上的開關鍵，按摩儀為開啟狀態，短按“艾灸鍵”進入艾灸模式
- ◆ 短按“按摩鍵”，進入按摩模式。按“+”調節按摩力度
- ◆ 注意事項：
- ◆ 心臟病患者、劇痛性疾病患者、孕婦、血壓不正常者禁止使用
- ◆ 切勿與其它醫療電子儀器同時使用，如心臟起搏器、人工心肺等，否則會導致危險
- ◆ 請勿給兒童或無表達意識能力的人玩耍或使用，防止燙傷

# Intelligent Cervical Vertebra Massage Instrument

## 智能頸椎按摩儀

Model: MBN

### Features:

- 6 massage modes, 8 electrodes, simulating various massage techniques
- 15-gear pulse intensity, innovative vibration experience and comfortable massage experience
- 42 ° block constant temperature hot compress can relax your sore muscles and drive away fatigue
- Delicate and compact, easy to carry, light and weightless
- 6種按摩模式，模擬多種按摩手法，8個電極片，模擬多個手指按摩脖子
- 15檔脈衝強度，感受不同快感，創新振動體驗，享受舒適按摩體驗
- 42°擋恒溫熱敷，脖子像敷了一條熱毛巾舒爽，放鬆你酸痛的肌肉，趕走疲勞
- 精緻小巧，方便攜帶，輕盈無負重感



### Specifications

Product model 產品型號	MBN
Product material 產品材質	ABS
Product function 產品功能	neck massage 頸部按摩
Rated power 額定功率	2.5W
Massage mode 按摩模式	6
Working cycle 工作循環	15 minutes 15分鐘
Working mode 模式	15th gear 15檔
Product size 產品尺寸	12.5*14.5*5.2cm
Product weight 產品重量	95g
Packing size 包裝尺寸	15.5*13*5.3cm
Package weight 包裝重量	0.15kg

### Instructions

- ◆ 開機鍵：長按開機鍵2秒開機/關機，開啟/關閉按摩功能。默認加熱指示燈亮起開機，長按2秒燈滅關機。
- ◆ 開機鍵：短按開機鍵，有6種模式（加熱、針灸+加熱、捶打+加熱、揉捏+加熱、自動+加熱）每次切模式指示燈亮起。
- ◆ 產品開機後，15分鐘使用定時功能。
- ◆ 短按“+ -”號調節脈衝力度，共15個檔，按+ -號，指示燈閃亮一次滅掉。
- ◆ 加熱恒溫42°C



# C-type Neck Protection Massage Pillow

## C型護頸按摩枕

**Model: MBP**

### Features:

- Two-way kneading clip massage, imitating the human 6D massage technique, directly hitting the cervical pain
- Hoodie lock design can freely adjust the tightness of the rope to meet the wearing requirements of different face shapes
- Red light hot compress provides a warm home for the neck, intelligent automatic shutdown design, safe and easy to use
- 雙向揉夾式按摩，仿真6D按摩手法，直擊頸椎酸痛
- 帽衫鎖扣設計，可隨意調節繩鬆緊度，滿足不同臉型的佩戴需求
- 紅光熱敷給頸部一個溫暖的家，智能自動關機設計，使用安全省心



### Specifications

Product model 產品型號	MBP
Product material 產品材質	elastic breathable velvet+memory sponge 彈性透氣金雕絨+記憶海綿
Function 功能	massage the neck 按摩頸部
Power mode 電源方式	USB
Charging voltage 充電電壓	DC5.0V
Use time 使用時長	about 5-6 times 15 minutes/time 約5-6次 15分/次
Product size 產品尺寸	25*25*14cm
Product weight 重量	480g
Packing size 包裝尺寸	26.5*16*19cm
Package weight 包裝重量	0.6kg

### Instructions

- ◆ 使用按下電源“開關”鍵2秒，按摩器啟動並進入工作狀態；
- ◆ 迴圈點按“M”鍵，切換模式：揉捏+正轉反轉按摩；
- ◆ 在揉捏按摩的模式下，迴圈點按“||”鍵，開啟紅外線加熱模式，再次點擊關閉紅外線加熱模式；
- ◆ 停止使用時，長按電源“開關”鍵2秒後即關機。



# Pendant Neck Massager

## 吊墜式頸部按摩儀

Model: MBS

### Features:

- Multiple modes, 9-gear adjustment, pulse acupuncture, finger-pressing, massage, slapping and other simulated massage, and precise manipulation to deal with various neck discomfort
- The battery has a capacity of 600 milliamperes and a long life
- Fashionable and beautiful, easy to operate, 15 minutes a day, cervical vertebra is really easy
- Three-dimensional curved electrode piece, more close to the neck
- Small and lightweight, pendulous experience, wear without pressure on the neck
- 多種模式, 9檔調節, 脈衝針灸、指壓、推拿、拍打等仿真按摩, 手法精準應對頸部各種不適
- 電池搭載600毫安培容量, 隨地常備長久續航
- 外觀時尚美觀, 操作簡單, 每天15分鐘, 頸椎真輕鬆
- 立體曲面電極片, 更貼脖子, 充分放鬆頸椎
- 小巧輕盈, 吊墜式體驗, 佩戴不壓脖子



### Specifications

Product model 產品型號	MBS
Product material 產品材質	ABS
Product function 產品功能	neck massage 頸部按摩
Rated power 額定功率	5W
Rated voltage 額定電壓	5V
Working cycle 工作循環	15 minutes 15分鐘
按摩溫度	38~43°C
Product size 產品尺寸	46*5*5cm
Product weight 產品重量	54g
Packing size 包裝尺寸	15*15*4m
Package weight 包裝重量	0.15kg

### Instructions

- ◆ 長按開關鍵開機, 默認為一檔功能, LED點陣檔為一檔, 單擊開/關鍵, 循環切換模式, 任意模式中可單擊“+”或“-”增加或減少檔位。再次長按開關鍵可關機。
- ◆ 單擊加熱鍵可加熱, 默認為一檔加熱, 單擊加熱按鍵可循環: 依次為1檔、2檔、3檔、0檔, 0檔為關閉加熱。每次工作迴圈15分鐘, 到時間自動關機。
- ◆ 注意事項:
  - ◆ 請絕對不要與以下的器用電子器械一起使用:
  - ◆ 心臟起搏器導體內植入型醫用電子器械;
  - ◆ 人工心肺等維護生命用醫用電子器械;
  - ◆ 心電圖儀等醫用電子器械;

# Inflatable Neck Care Massager


## 充氣式頸部護理按摩器

**Model: MBX**

### Features:

- Grasp it gently and use it easily. Say goodbye to complicated operation and make it simple
- The pillow is soft, comfortable and breathable, and the fine fabric texture is beautiful and durable
- Fit design, more in line with the human cervical structure

- 輕輕一握，簡單上手，告別繁瑣的操作，化繁為簡
- 枕部綿柔，舒適透氣，細膩的布料質感，美觀耐用
- 貼合設計，更符合人體頸椎結構



### Specifications

Product model 產品型號	MBX
Product material 產品材質	plastic 塑膠
Function 功能	cervical spine support 頸椎支撐
Product size 主機尺寸	31*25*10cm
Product weight 主機重量	440g
Packing size 包裝尺寸	32*11*27cm
Package weight 包裝重量	0.7kg

### Instructions

- ◆ 使用前請將本品放在床或沙發等可躺的地方，然後將頸椎部分靠在氣囊上，也將固定頭部的腰帶收在額頭上，最後按下手動充氣囊，將空氣充入氣囊內
- ◆ 注意事項：  
您可以隨意調整牽引力，請讓牽引力從小到大依次遞增。由於頸椎問題是多年積累後造成的，請隨著使用時間的推移適當增加牽引力。
- ◆ 每次正確控制使用時間，適應後可以增加5或10分鐘的使用時間，給頸椎緩衝空間。因為頸椎生理曲度損傷是多年後造成的，骨骼已經固定不變，所以如果第一次使用時間太長或強度太大，第二天你可能會感到脖子酸痛或頭暈，當然如果你適當控制使用時間並適應幾天，這些症狀就會消失。
- ◆ 短期糾正頸椎周圍的肌肉和韌帶可能會讓您感到不舒服或有點受傷，但這些屬於正常情況。

# Portable Hand-Held Sleeping Aid

## 便攜式手握助眠儀

Model: MAG

### Features:

- Stimulate cerebral cortex nerve through micro current, regulate emotion and promote sleep
- Use the sleeping aid product on the hand to stimulate appropriately, which has the effect of calming the mood
- USB charging design, small and portable
- Exquisite appearance, new frosted texture, workmanship and more comfortable grip
- Suitable crowd: people with physical fatigue and poor sleep
- 通過微電流刺激大腦皮層神經調節情緒，促進睡眠
- 使用助眠儀產品放在手部適當刺激，起到平緩心情的功效
- USB充電設計，小巧便攜隨身帶
- 精緻外觀全新磨砂質感做工握感更舒適
- 適宜人群：身體疲勞，睡眠不好的人士



### Specifications

Product model 產品型號	MAG
Product material 產品材質	ABS
Product function 產品功能	help sleep 助眠
Power mode 電源方式	USB
Recommended use time 建議使用時間	15 minutes 15分鐘
Working mode 模式	decompression/inspiration 解壓/鼓舞
Product size 產品尺寸	6.9*3.9*4.1cm
Product weight 產品重量	38g
Packing size 包裝尺寸	10*7*7cm
Package weight 包裝重量	0.13kg

### Instructions

- ◆ 頂部旋轉鈕也是力度調節鈕，根據自身需求旋轉調節即可
- ◆ 模式：低頻模式為解壓模式，建議使用左手  
高頻模式為鼓舞模式，建議使用右手
- ◆ 使用時請將產品正面貼握於掌心正中
- ◆ 焦慮人群或抑鬱人群建議每次握手20分鐘，每天早晚一次
- ◆ 失眠人群建議睡前20分鐘或者手握入眠
- ◆ 注意事項：
- ◆ 禁止於植入體內的醫用電器一起使用，以免引起設備故障或觸發危險
- ◆ 若手掌有傷口、濕疹、水泡、脫皮等皮膚問題是請勿使用
- ◆ 請勿私自拆解、修理、改裝本產品，以免引起設備故障或造成傷害

# Digital Display High Frequency Muscle Massage Gun

## 數顯高頻肌肉按摩槍

**Model: MC**

### Features:

- One button start, full touch screen operation, multi gear adjustment, long endurance, noise reduction design
- Deep massage, powerful power, crushing pain
- Professional massage equipment, reduce muscle stiffness, rapid recovery of vitality
- It is suitable for massage relaxation, recovery after exercise, warming up before training, relieving pain and meeting various muscle relaxation needs
  
- 一鍵啟動, 全觸屏操作, 多檔調節、持久續航、降噪設計
- 深層按摩、動力強勁、擊潰酸痛、
- 專業級按摩儀器、減輕肌肉僵硬、快速回復活力
- 適用於：按摩放鬆、運動後恢復、訓練前熱身、緩解酸痛、滿足多種肌肉放鬆需求



### Specifications

Product model 產品型號	MC
Product function 產品功能	massage 按摩
Input voltage 輸入電壓	100-240V,5A
Speed 轉速	3200rpm 轉/分鐘
Colors 顏色	black 黑色
Working frequency 工作頻率	First gear 25HZ-Twenty gears 46HZ 1檔25HZ-20檔46HZ
Product size 產品尺寸	25*18.5*6.5cm
Product weight 產品重量	969g
Packing size 包裝尺寸	12.5*24.3*34.7cm
Package weight 包裝重量	1.51kg

### Instructions

- ◆ 將按摩頭插入主機, 底部電源開關“ON/OFF”打開,
- ◆ 觸屏區輕觸開關鍵開始工作, 螢幕觸摸“+”提升檔位, “-”減小檔位
- ◆ 注意事項:  
 不要把產品浸入水中, 遠離液體或熱源, 保持通風口沒有灰塵和碎屑  
 本產品只適合成年人, 傷者請不要使用本產品  
 本產品只能在乾燥, 清潔的皮膚表面上使用, 不能通過衣服使用

# Small Fascia Gun With Hot Compress For Muscle Relaxation

## 小型帶熱敷肌肉放鬆筋膜槍

Model: MJ

### Features:

- 32 levels of intensity adjustment, 4 levels of hot compress temperature adjustment
- Up to 6 hours of battery life in low mode
- 4 massage heads can be replaced to deeply relax your muscles
- Professional-grade massage equipment, reduce muscle stiffness
- It is suitable for massage relaxation, recovery after exercise, warming up before training, relieving pain and meeting various muscle relaxation needs
- 32檔強度調節, 4檔熱敷溫度調節
- 低檔模式下續航時間可達6小時
- 4款按摩頭可更換深層放鬆您的肌肉
- 專業級按摩儀器, 減輕肌肉僵硬
- 適用於: 按摩放鬆、運動後恢復、訓練前熱身、緩解酸痛、滿足多種肌肉放鬆需求



### Specifications

Product model 產品型號	MJ
Product material 產品材質	ABS
Product function 產品功能	massage relaxation 按摩放鬆
Input parameters 輸入參數	5V/2A
Applicable part 適用部位	muscle soft tissue 肌肉軟組織
Battery capacity 電池容量	1800 mA (about 6 hours of use) 1800毫安 (大約可以使用6小時左右)
Speed 轉速	1200-3200rpm 轉/分
Product size 產品尺寸	14.3*9.2cm
Product weight 產品重量	350g
Packing size 包裝尺寸	18*18.6*7cm
Package weight 包裝重量	0.64kg

### Instructions

- ◆ 取出產品按下開關鍵3秒即可開關機
- ◆ 按開關鍵3秒為開啟機器, 短按一下開關鍵為熱敷模式,
- ◆ 短按切換共4檔熱敷模式可調節
- ◆ 開機後, “+” 鍵為力度切換按鍵, 共32檔可調節
- ◆ 共4個按摩頭可以替換, 從產品頂部卡槽旋轉即可更換
- ◆ 注意事項:
- ◆ 運行時請勿觸摸、按壓按摩頭
- ◆ 請勿衝擊關節, 筋膜放鬆槍一般只適用於肌肉軟組織
- ◆ 嬰幼兒、未成年人、孕婦、佩戴起搏器、骨折或體內有金屬內容物者禁止使用

# Electric Massage Stick

## 電動按摩棒

Model: MZ

### Features:

- Six modes, free switching, simple and convenient
- 5 massage heads bring different experience to each part of the body
- ABS material and anti slip design at handle
- The strength of the four gears can be adjusted according to their own needs
- Suitable crowd: office workers, people with physical fatigue, etc
- 六種模式，自由切換，簡單方便
- 5個按摩頭給身體每個部位帶來不同體驗
- 採用ABS材料手柄處防滑設計
- 四檔力度可調節可根據自身需求選擇
- 適宜人群：上班族、身體疲勞人士等



### Specifications

Product model 產品型號	MZ
Product material 產品材質	ABS
Product function 產品功能	massage 按摩
Power 功率	16W
Input voltage 輸入電壓	AC100-240V, 50/60hz
Mode 模式	6-speed adjustment 6檔調節
Strength 力度	4-gear adjustment 4檔調節
Control mode 控制方式	button type 按鍵式
Product size 產品尺寸	37.5*7.5*13cm
Product weight 產品重量	820g
Packing size 包裝尺寸	39*10*15cm
Package weight 包裝重量	1.00kg

### Instructions

- ◆ 換上自己需求的按摩頭，打開電源開關鍵
- ◆ 按下模式鍵調節自己喜歡的和自身需求的模式，共6種模式可調節
- ◆ 按下力度鍵即可調節使用力度，共4檔可調節
- ◆ 注意事項：  
使用時請繞開受傷部位，以免造成傷害  
每次使用15-30分鐘為最佳  
嬰幼兒、未成年人、孕婦、佩戴起搏器、骨折或體內有金屬內容物者禁用

# Mini relax electric fascia gun

## 迷你放鬆電動筋膜槍

Model: MAT

### Features:

- Accelerate deep relaxation, promote blood circulation, alleviate and reduce muscle pain and stiffness
- Large capacity, long endurance, stable output, 12 gear adjustment intensity
- The LCD screen displays the power status in time
- Compact and portable, bass noise reduction, carrying a variety of massage heads, which can be replaced and used according to different parts
- Suitable for: a variety of people, body aches, fitness relief, etc
- 加速深層放鬆, 促進血液迴圈, 緩解與減輕肌肉酸痛和僵硬
- 大容量持久續航, 穩定輸出, 12檔調節強度
- 液晶螢幕顯示及時查看電量情況
- 小巧便攜, 低音降噪, 攜帶多款按摩頭可根據不同部位更換使用
- 適用於: 多種人群, 渾身酸痛、健身舒緩、等



### Specifications

Product model 產品型號	MAT
Product material 產品材質	ABS
Product function 產品功能	massage 全身按摩
Power 功率	24W
Voltage 電壓	7.4V
Mode 模式	4 replacement heads 4個替換頭
Strength 力度	12-gear adjustment 12檔調節
Control mode 控制方式	button type 按鍵式
Product size 產品尺寸	17*15*5cm
Product weight 產品重量	0.44kg
Packing size 包裝尺寸	20*21*6cm
Package weight 包裝重量	0.65kg

### Instructions

- ◆ 長按開關鍵1.5秒開關機
- ◆ 開機初始檔位為1檔, 每輕觸單擊一次增加一檔, 共計12檔調節
- ◆ 安裝按摩頭時只需稍用力推入筋膜槍前端的空位即可
- ◆ 更換和取下按摩頭是用力將按摩頭向外拔出即可
- ◆ 注意事項:  
請勿用濕手觸碰電源線, 請勿用力拉電源線  
請勿將產品暴露在高溫處或發熱設備周圍, 以免電池過熱發生爆炸  
請勿在敏感區域使用, 如面部、脊椎椎體等  
電量低時請及時充電, 以免影響使用



# Mini Massage Fascial Gun

## 迷你按摩筋膜槍

**Model: MBR**

### Features:

- Ergonomic grip design is suitable for carrying around, easy to press at any time and anywhere, and revitalize
  - Powerful head flick motor, small size, high performance, reasonable output of comfort, effective removal of muscle soreness and fatigue
  - Slippery touch, skin-friendly massage head, Q spring soft, ensuring sufficient strength without causing pain
- 
- 採用人體工學握柄設計，適合隨身攜帶，隨時隨地輕鬆按壓，煥發活力
  - 強勁甩頭電機，體積小高性能，合理輸出舒適力度，有效用走肌肉酸痛和疲勞
  - 絲滑觸感，親膚按摩頭，Q彈柔軟，保證足夠力度的同時不會帶來痛感



### Specifications

Product model 產品型號	MBR
Product material 產品材質	ABS+stainless steel ABS+不銹鋼
Product function 產品功能	massage 全身按摩
Voltage 電壓	3.7V
Strength 力度	5th gear 5檔
Control mode 控制方式	button type 按鍵式
Product size 產品尺寸	8*6*13cm
Product weight 產品重量	98g
Packing size 包裝尺寸	7.5*8*13.5cm
Package weight 包裝重量	0.14kg

### Instructions

- ◆ 長按開關按鈕開機，單擊開關按鈕切換模式，再次長按開關按鈕關機。
- ◆ 注意事項：  
使用過程中出現不震動表示電量不足；  
充電時不能使用；  
藍燈閃爍表示充電，充電完成指示燈熄滅。



# Mini Vibrating Fascial Gun

## 迷你震動筋膜槍

Model: MCF

### Features:

- Small and portable, light weight, one-button operation, one-hand control
  - High frequency vibration can activate muscle vitality and drive away fatigue from inside to outside
  - 1200 mAh lithium battery with high energy power is adopted, and USB fast charging is supported
- 
- 小巧便攜, 重量輕, 一鍵操作, 一手掌握
  - 高頻振動, 啟動肌肉活力, 由內到外趕走疲勞
  - 採用高能動力1200毫安培鋰電池, 支持usb快充



### Specifications

Product model 產品型號	MCF
Product material 產品材質	ABS
Product function 產品功能	massage 全身按摩
Strength 力度	4th gear 4檔
Product size 產品尺寸	17.5*15*4.5cm
Product weight 產品重量	212g
Packing size 包裝尺寸	21*18*7cm
Package weight 包裝重量	0.32kg

### Instructions

- ◆ 單擊起始鍵開機。長按起始鍵三秒關機。
- ◆ 產品開啟運作後, 每次運行15鐘後會自動停止欲再繼續使用時, 請再次按下開關即可。
- ◆ 開機初始檔位為一檔。單擊一次起始鍵增加一檔。
- ◆ 最大檔位為四檔, 四檔時單擊一次起始鍵變關機。  
指示燈指示筋膜槍檔位大小。亮一個燈時為一檔, 亮兩個燈時為二檔, 亮三個燈時為三檔, 亮四個燈時為四檔。
- ◆ 注意事項:  
請勿用濕手觸碰電源線, 請勿用力拉電源線  
請勿將產品暴露在高溫處或發熱設備周圍, 以免電池過熱發生爆炸  
請勿在敏感區域使用, 如面部、脊椎椎體等  
電量低時請及時充電, 以免影響使用

# Intelligent Hand Hot Compress Physiotherapy Massage Instrument

## 智能手部熱敷理療按摩儀

Model: MAJ

### Features:

- The multi-layer air bag design is adopted, and hundreds of massage bumps on the air bag roll and wrap massage
- Sensitive touch button, color screen display
- The massager can be selected in male / female mode, and the massage time is 15 minutes
- The third gear strength is adjustable, and there is more heating function to choose from
- It is suitable for massaging and soothing keyboard hands, mother's hands, tenosynovitis and other hand problems
- 採用多層氣囊式設計，氣囊上數百按摩凸點滾動包裹式按摩，深層按摩更舒適
- 靈敏觸控按鈕，彩屏顯示，準確操作
- 按摩器分別是男/女士模式可選擇，按摩時間15分鐘
- 三檔力度可調，更有加熱功能可供選擇
- 適用於：鍵盤手、媽媽手、腱鞘炎等各種手部問題的按摩舒緩



### Specifications

Product model 產品型號	MAJ
Product material 產品材質	ABS
Product function 產品功能	massage 氣囊按摩
Power 功率	8W
Input voltage 輸入電壓	5V, 100mA
Mode 模式	Male/female selection 3 levels of strength 男/女式選擇, 3檔力度
Control mode 控制方式	button type 按鍵式
Product size 產品尺寸	31*16*11cm
Product weight 產品重量	1000g
Packing size 包裝尺寸	37*19*12cm
Package weight 包裝重量	1.5kg

### Instructions

- ◆ 把手伸進機器裏，將手掌放在按摩墊的中心，按下電源按鈕
- ◆ 選擇型號：男/女按摩模式
- ◆ 選擇工作模式：LCD顯示幕1、2、3模式入口按摩模式、中等按摩模式、強按摩模式
- ◆ 選擇按摩模式進行加熱
- ◆ LCD螢幕上的紅色標記可以確認是否增減壓力以及相應的手部按摩位置
- ◆ 每個模式的默認時間為15分鐘（剩餘工作時間可通過LCD顯示幕8查看）
- ◆ 注意事項：  
按下電源按鈕後，如果不按下男性或女性模式按鈕，5秒鐘後自動關機（防止誤操作）  
本產品可在充電過程中使用  
工作15分鐘後，自動關機


# Hot Compress Massage Warm Palace Belt

## 熱敷按摩暖宮腰帶

Model: MAA

### Features:

- Third gear temperature adjustment, third gear vibration massage, effectively relieve dysmenorrhea
- Suitable for multi part hot compress: warming uterus / waist / kidney / stomach
- Present moxa herb bag, hot compress + medicine bag
- The fabric is light and compact, portable, convenient storage, the whole strip can be washed
- Suitable for: Women's daily warm waist protection, menstrual warm palace, etc
- 3擋調溫, 3擋震動按摩, 有效緩解痛經
- 適合多部位熱敷: 暖宮/護腰/暖腎/暖胃
- 贈送艾草藥包, 熱敷+藥包
- 面料輕薄小巧, 隨身攜帶, 方便收納, 整條可水洗
- 適用於: 女性日常保暖護腰, 經期暖宮等



### Specifications

Product model 產品型號	MAA
Product material 產品材質	lycra fabric 萊卡面料
Product function 產品功能	keep warm 保暖護腰, 經期暖宮
Input parameters 輸入參數	5V/2A
Heating temperature 發熱溫度	35-55°C
Vibration intensity 振動強度	weak / medium / strong 三擋可調 弱/中/強
Colors 顏色	pink / grey 粉色/灰色
Product size 產品尺寸	102*12cm
Product weight 產品重量	85g
Packing size 包裝尺寸	30*21.5*5cm
Package weight 包裝重量	0.68kg

### Instructions

- ◆ 長按開關鍵1.5秒開關機, 短按開關鍵3檔溫度自由切換—藍燈: 低溫 白燈: 中溫 紅燈: 高溫
- ◆ 短按按摩振動按鈕可調節震動模式—藍燈: 弱檔 白燈: 中檔 紅燈: 強檔
- ◆ 注意事項:
- ◆ 請勿將本產品USB介面直接插入適配器中使用
- ◆ 請勿在就寢時使用, 避免在同一位置長時間使用, 並注意確認皮膚情況, 如有異常請立即取下
- ◆ 子宮頸瘤患者禁用, 孕婦禁用
- ◆ 本品為家用電子保健產品, 不適用於診斷, 治療疾病和其他用途

# Infraed Hot Compress Knee Massager

## 紅外線熱敷膝蓋按摩器

Model: MR

### Features:

- The three-dimensional loop type air bag surrounds the knee and inflates and deflates in a loop, so that the knee can enjoy the air pressure relaxation massage
- Multi step heating mode for eliminating joint moisture
- 3-step vibration massage pressure relief, built-in red light heating directly to the knee
- 15-30 minutes automatic timing scientific massage, after the completion of massage, the machine will automatically shut down
- Suitable crowd: office workers, people with physical fatigue, etc
- 立體環線式氣囊環繞膝部，迴圈充放氣讓膝蓋享受氣壓放鬆按摩
- 多檔加熱模式祛除關節濕氣
- 3檔振動按摩釋壓，內置紅光發熱直達膝蓋
- 15-30分鐘自動定時科學按摩，按摩完成後機器將自動關機
- 適宜人群：上班族、身體疲勞人士等



### Specifications

Product model 產品型號	MR
Product material 產品材質	ABS
Product function 產品功能	massage 按摩
Applicable part 適用部位	knee 膝蓋
Time button 時間按鍵	15/20/25/30 minutes
Heating temperature 加熱溫度	45 degrees, 50 degrees, 55 degrees 45度,50度,55度
Product size 產品尺寸	20.5*15.5*17.5cm
Product weight 產品重量	550g
Packing size 包裝尺寸	28*20*13cm
Package weight 包裝重量	0.82kg

### Instructions

- ◆ 為了達到效果，請盡量靠近膝蓋或所需理療部位
- ◆ 默認值為低溫、低揉壓、振動、紅燈、理療
- ◆ 產品開機後，短按加熱鍵調節所需溫度
- ◆ 短按時間鍵調節理療時間，時間到後自動關機
- ◆ 注意事項：
- ◆ 在使用本產品的過程中請不要睡覺，以防燒傷
- ◆ 膝關節急性腫脹或出血的患者應在使用前諮詢醫生
- ◆ 禁止孕婦、嬰幼兒、皮膚感覺障礙或皮膚異常患者使用

# Electric Massager

## 電動按摩器

Model: MAY/MAY2

### Features:

- Four massage modes, matching and switching, give you a SPA
  - Adjustable strength, two-way surrounding and all-round kneading
  - Soft silicone, baby touch, comfortable skin feeling
  - Type-C portable charging, wireless more free
  - IP67 dustproof and waterproof, available for bathing and shampoo, sealed to prevent dust intrusion
- 四種按摩模式，搭配切換，給你全身做一次SPA
  - 4檔調節，雙向環繞全方位揉捏
  - 柔軟矽膠，嬰兒般觸感，舒適親膚體驗
  - Type-C便攜充電，無線更自由
  - IP67級防塵防水，沐浴、洗頭可用、密封防止灰塵侵入



### Specifications

Product model 產品型號	MAY/MAY2
Product material 產品材質	ABS
Product function 產品功能	head/body massage 頭部/全身按摩
Rated voltage 額定電壓	5V-1A
Rated power 額定功率	5W
Battery capacity 電池容量	1200mAh
Colors 顏色	white/pink 白 / 粉
Product size 產品尺寸	14*11*11cm
Product weight 產品重量	366g
Packing size 包裝尺寸	15.5*12*12cm
Package weight 包裝重量	0.45kg

### Instructions

- ◆ 在關機狀態下，短按按鍵，按摩器開始工作，開機後默認慢速啟動，默認時間為10分鐘
- ◆ 開機後，短按開關鍵，改變按摩模式，慢慢揉捏。正向快速捏合，正向慢速捏合；反向慢揉；反向快速攪拌
- ◆ 在通電狀態下，長按開關，按摩器關閉
- ◆ 注意事項：  
請勿在高溫下使用按摩器  
V如果頭部有發紅、發炎、瘀傷和其他不適症狀，或者如果你做過頭部手術，請勿使用

# Mini 4-head Electric Massage Pen

## 迷你4頭電動按摩筆

**Model: MBW**

### Features:

- Small and beautiful appearance, easy to carry
- Four massage head configurations, applicable to different parts
- Smooth type/small spike type/large spike type/flower shape massage head
  
- 外形小巧美觀, 便於攜帶
- 四個按摩頭配置, 適用不同的部位
- 光滑式/小尖刺式/大尖刺式/花形按摩頭



### Specifications

Product model 產品型號	MBW
Product material 產品材質	PC+ABS
Product function 產品功能	massage 按摩
Power supply mode 供電方式	AA battery * 1 AA電池*1
Product size 產品尺寸	3*3*12cm
Product weight 產品重量	52g
Packing size 包裝尺寸	10*10*3cm
Package weight 包裝重量	0.1kg

### Instructions

- ◆ 裝入一節AA電池, 使旋轉開關指示指向on, 產品開始運行。
- ◆ 手持產品中部, 將按摩頭的磁石珠頂住眼周, 進行穴位或肌膚按摩, 適時調整按壓力度。
- ◆ 按摩完成後, 旋轉電池蓋, 使旋轉開關指示指向off, 產品停止運行。

# Portable Smokeless Moxibustion Apparatus

## 可攜式無煙艾灸儀

Model: MCD

### Features:

- Graphene heating combined with Ai Tie can penetrate herbal essence and promote blood circulation
- Three-grade intelligent temperature-control hot compress design, continuous and stable directional introduction, transdermal absorption
- 3 wireless moxibustion heads, which can be used for moxibustion in all parts of the body
- Lightweight and portable
- 石墨烯發熱搭配艾貼使用，滲透草本精華，雙效促進血液循環
- 3檔智能控溫熱敷設計，持續穩定定向導入，透皮吸收
- 3個無線艾灸頭，滿足身體各個部位艾灸使用
- 機身輕巧，方便攜帶



### Specifications

Product model 產品型號	MCD
Product material 產品材質	ABS
Product function 產品功能	wireless moxibustion 無線艾灸
Rated power 額定功率	2.5W
Rated voltage 額定電壓	3.7V
Temperature control gear 溫控檔位	3rd gear 3檔
Power supply mode 供電方式	pink / grey 粉色/灰色
Product size 產品尺寸	13*12*4cm
Product weight 產品重量	175g
Packing size 包裝尺寸	15*15*5cm
Package weight 包裝重量	0.27kg

### Instructions

- ◆ 取一片艾灸片，將帶圓型雙面膠的一面撕開表面防粘紙，貼在主機正中心。將花形雙面膠表面防粘紙撕開，貼在施灸的位置。
- ◆ 長按2秒為開關機，默認低檔，定時20分鐘。短按切換溫度檔，迴圈選擇。
- ◆ 指示燈：低檔-藍色指示燈亮起，中檔-綠色指示燈亮起，高檔-紅色指示燈亮起。
- ◆ 充電指示 充電時指示燈顯示紅色，充滿時指示燈顯示為藍色。

# Portable Kneading Massage Instrument

## 便攜揉捏按摩儀

Model: MCE

### Features:

- Ergonomic design fits multiple parts of the body
  - The massage head with staggered letters simulates the kneading experience of real person massage
  - Automatic positive and reverse massage, intelligent two-way kneading design
  - Portable handle, preventing falling off and damage, and convenient for outdoor carrying
  - External invisible zipper, easy to remove and wash coat
- 
- 人體工學設計, 貼合身體多個部位
  - 採用高低錯落的字母按摩頭, 模擬了真人按摩的揉捏體驗感
  - 自動正反轉按摩, 智能雙向揉捏設計
  - 可攜式提手, 防止脫落摔壞產品, 又方便戶外攜帶
  - 外置隱形拉鍊, 便於拆洗外套



### Specifications

Product model 產品型號	MCE
Product material 產品材質	Golden mink+ice silk fabric+sponge 金貂絨+冰絲布料+海綿
Product function 產品功能	massage 按摩
Color 顏色	malachite blue 孔雀藍
Power supply mode 供電方式	USB
Rated power 額定功率	3.7W
Rated input 額定輸入	5V
Product size 產品尺寸	16*11*7cm
Product weight 產品重量	274g
Packing size 包裝尺寸	20*10*10cm
Package weight 包裝重量	0.35kg

### Instructions

- ◆ 長按電源按鈕即可啟動, 同時按摩和紅燈加熱即可開始工作!
- ◆ 每3分鐘自動反轉一次: 再次長按電源鍵關機。
- ◆ 按一下電源按鈕, 紅燈加熱關閉, 再次按下電源按鈕, 紅燈加熱重新打開
- ◆ 注意事項:
  1. 請勿在潮濕或骯髒的環境中使用。
  2. 如果室溫高於華氏104度, 不要使用
  3. 請勿用濕手操作




# Air Wave Heating Leg Massager

## 空氣波發熱腿部按摩儀

Model: MAW

### Features:

- Constant temperature hot compress, one button to open the hot compress function, relieve and relax the leg muscles
  - The main machine and airbag are integrated, with three massage modes and two strength adjustments
  - Wireless portability, can be used anytime and anywhere
  - The size can be adjusted, and the velcro adhesive method is used to meet the needs of the whole family,
- 恆溫熱敷，一鍵開啟熱敷功能，舒緩放鬆腿部肌肉
  - 主機與氣囊一體成型，三種按摩模式，兩檔強度調節
  - 無線便攜，隨時隨地可以使用
  - 大小可調節，使用魔術貼粘合方式，滿足全家人的需求，



### Specifications

Product model 產品型號	MAW
Product material 產品材質	ABS
Product function 產品功能	massage leg 按摩腿部
Rated power 額定功率	5W
Rated voltage 額定電壓	5V
Power supply mode 電源方式	USB
Battery capacity 電池容量	1200mAh
Timing 定時	15 minutes 15分鐘
Product size 產品尺寸	34.5*62*3cm
Product weight 產品重量	360g
Packing size 包裝尺寸	36*17*7cm
Package weight 包裝重量	0.56kg

### Instructions

- ◆ 將按摩儀捆綁於下肢小腿部分，應保證主機電源按鍵朝右，並調節適當的鬆緊度。(注:產品可以穿著衣物使用)
- ◆ 長按開關鍵開機，再短按此鍵調節按摩力度，指示燈顯示綠色標示低檔，顯示紅色標示高檔，以此循環切換。
- ◆ 啟動狀態下，按M鍵切換模式，模式一指示燈顯示白色，模式二顯示綠色，模式三顯示藍色，以此迴圈切換。
- ◆ 主機定時15分鐘自動關機
- ◆ USB充電時，充電指示燈顯示紅色閃爍，充滿了指示燈綠色長亮。充電狀態下產品不工作，按鍵無作用。


# EMS (Electrotherapy) Wireless Buttock Massager

## EMS (電療) 無線按摩美臀儀

**Model: MAN**

### Features:

- Electrical muscle stimulation (EMS) was used to induce multiple muscle contractions, which were induced by the central nervous system
- Smart timing for 15 minutes, automatic shutdown for 15 minutes after startup
- The intensity of 15 gears in 6 modes is adjustable and can be adjusted according to their own needs. There is no need to connect, which is more convenient
- One click start, easy to understand operation, relax and contract muscles, and exercise hips
- 採用電肌肉刺激 (EMS), 利用電脈衝誘發多發性肌肉收縮, 中樞神經系統使肌肉收縮
- 15分鐘智能定時, 開機之後15分鐘自動關閉
- 6種模式15檔強度可調, 可根據自身需求調節無需連線, 更方便
- 一鍵啟動, 操作簡單易懂, 放鬆和收縮肌肉, 還有鍛煉臀部的功效



### Specifications

Product model 產品型號	MAN
Product material 產品材質	PU,conductive gel PU,導電凝膠
Product function 產品功能	buttocks pulse massage 臀部脈衝按摩
Voltage 電壓	1.5V, 1-100Hz
Colour 顏色	pink, 粉色
Mode 模式	6 modes, 15 gear force adjustment 6檔模式, 15檔力度調節
Control mode 控制方式	Host control / remote control 主機控制/遙控控制
massage time 按摩時間	5 minutes / time 15分鐘/次
Product size 產品尺寸	37.5*7.5*13cm
Product weight 產品重量	820g
Packing size 包裝尺寸	39*10*15cm

### Instructions

- ◆ 主機按鍵說明:
- ◆ 長按主機中間主按鍵3秒開關機, 按“+”鍵即可調節檔位, 共15檔調節
- ◆ 短按開關機鍵即可調節按摩模式, 共6種模式調節  
1-2模式: 塑造緊緻, 3-4模式: 提臀美臀, 5-6模式: 緊緻翹臀
- ◆ 遙控按鍵說明:
- 1. 按左鍵開機, 右鍵關機
- 2. 按“M”鍵調整按摩模式, 共6種模式調節
- 3. 按“+”鍵即可調整按摩檔位力度, 共15檔調節
- 4. 遙控器顯示區會顯示當前模式及檔位
- ◆ 充電說明:
- 在電量低下時連接USB電源線, 配上電源接頭即可

# Ems Household Abdominal And Arm Muscle Fitness Paste

## EMS家用腹肌臂肌健身貼

Model: MAP

### Features:

- Electrical muscle stimulation (EMS) was used to induce multiple muscle contractions, which were induced by the central nervous system
- Pu soft and light material is adopted, which is durable, softer and skin friendly, and can be used repeatedly
- Conductive coating: silver layer conducts electricity and has good conductivity
- Muscle friendly hydrogel paste Duorui sports hydrogel, shallow, tasteless and durable
- Abdominal patch, arm muscle patch to relax and exercise different muscles
- 採用電肌肉刺激 (EMS), 利用電脈衝誘發多發性肌肉收縮, 中樞神經系統使肌肉收縮
- 採用PU柔軟輕薄材質, 耐用, 更柔軟親膚, 可反復使用
- 傳導塗層: 銀層傳電, 傳導性能佳
- 親肌水凝膠貼多銳運動水凝膠, 淺薄, 無味, 耐用
- 健腹貼, 臂肌貼放鬆及鍛鍊不同部位肌肉



### Specifications

Product model 產品型號	MAP
Product material 產品材質	PU,conductive gel PU,導電凝膠
Product function 產品功能	pulse massage 脈衝按摩
Voltage 電壓	3.3V, 1-100Hz
Colour 顏色	black, 黑色
Mode 模式	6 modes, 9 gear force adjustment 6檔模式, 9檔力度調節
Control mode 控制方式	Host control 主機控制
massage time 按摩時間	5 minutes / time 15分鐘/次
Product size 產品尺寸	190*170mm
Product weight 產品重量	192g
Packing size 包裝尺寸	23*21*5cm

### Instructions

- ◆ 主機按鍵說明:
- ◆ 輕按一下主機“+”按鍵開機, 按“-”鍵即可調節檔位, 共9檔調節
- ◆ 輕按“M”機鍵即可調節按摩模式, 共6種模式調節
- ◆ 1-2模式: 減脂瘦身, 3-4模式: 增強肌力, 5-6模式: 健美塑形
- ◆ 充電說明:  
在電量低下時連接USB電源線, 配上電源接頭即可充電  
充電時紅色指示燈顯示, 充滿指示燈熄滅
- ◆ 注意事項:  
初次使用時, 請設置較低(1檔)的強度, 適應後再慢慢調高檔位  
心臟病患者, 孕婦、剛出產後的女性, 請勿使用  
凝膠為消耗品, 打開1個多月或者使用達到30次左右, 粘合力降低, 請及時更換  
確保所有電機都已塗膠, 否則可能導致疼痛或燒傷

# Portable Low-frequency Electrotherapy Meridian Massage Instrument

## 可攜式低頻電療經絡按摩儀

**Model: MBJ**

### Features:

- The electronic pulse technology is used to simulate the "press", "knock" and "rub" techniques of human hand massage to stimulate the shoulder and back, buttocks, abdomen, legs, and plantar parts, and drive the muscles to exercise and contract themselves, so as to achieve the purpose of fitness, shaping, and beauty.
- 10-gear intensity adjustment, light and heavy, suitable for a variety of people
- 採用電子脈衝技術模擬人手按摩“按”“敲”“揉”的手法，對肩背、臀部、腹部、腿部、足底部位進行刺激，驅動肌肉自己運動收縮，而達到健身、塑型、美體的目的。
- 10檔強度調節，輕重有度，適合多種人群



### Specifications

Product model 產品型號	MBJ
Product material 產品材質	conductive gel 導電凝膠
Product function 產品功能	massage 脈衝按摩
Product size 產品尺寸	11.5cm*4.8cm*2.4cm
Product weight 產品重量	63.9g
Packing size 包裝尺寸	11.7cm*7.2cm*6cm
Packing weight 包裝重量	176.6g

### Instructions

- ◆ 確認主機是在關機且未充電狀態，連接主機與輸出導線，再將輸出導線按鈕與電極片連接，清潔需要按摩部位皮膚，剝去電極片上的透明薄膜(或者轉移片)，並粘貼在所需要按摩的部位處。
- ◆ (必須同時粘貼2片電極片，未同時粘貼2片電極片時儀器不可使用。)
- ◆ 按下“開/關”按鈕，主機啟動
- ◆ 按下模式選擇按鈕，將按照“敲-按-揉-肩頸-上臂-腰-小腿-腳底”的順序，依次切換模式進行選擇確認。

# EMS Intelligent Foot Massager

## EMS智能足底按摩器

Model: MB

### Features:

- 6 massage modes: massage, kneading, scraping, elbow pressing, acupuncture, cupping, 9 levels of gradual strength
- Electrical muscle stimulation (EMS) was used to induce multiple muscle contractions, which were induced by the central nervous system
- Function: foot physiotherapy, massage acupoints, activate vein, relieve fatigue
- Suitable crowd: office workers, people with physical fatigue, etc
- 6種按摩模式：按摩、揉捏、刮痧、肘壓、針灸、火罐，9級漸變力度
- 採用電肌肉刺激(EMS)，利用電脈衝誘發多發性肌肉收縮，中樞神經系統使肌肉收縮
- 功能：腳底理療、按摩穴位、啟動脈絡、紓解疲勞
- 適宜人群：上班族、身體疲勞人士等



### Specifications

Product model 產品型號	MB
Product material 產品材質	PU leather + silver paste +eva foam cotton board PU皮革+銀漿+EVA泡沫棉板
Product function 產品功能	massage relaxation 按摩放鬆
Power mode 電源方式	USB charging
Massage techniques 按摩手法	massage, kneading, scraping, elbow compression, acupuncture, cupping 按摩,揉捏,刮痧,肘壓,針灸,火罐
Pulse width 脈衝寬度	50±10µs
Product size 產品尺寸	32.5X29.5X5.5cm
Product weight 產品重量	168g
Packing size 包裝尺寸	34.5x16.5x3cm
Package weight 包裝重量	0.25kg

### Instructions

- ◆ 適配電源，‘+’ 開機，‘M’ 調整模式，
- ◆ 選定模式‘+’，‘-’ 選檔位，按摩畢‘-’ 關機
- ◆ 注意事項：
- ◆ 初次使用時，請設置較低(1檔)的強度，等腳底適應後再慢慢調高檔位
- ◆ 切勿將本產品與心臟起搏器等植入式醫用電子儀器、人工心肺等用於維持生命的醫用電子儀器、心電圖儀等穿戴式醫用電子儀器，否則可能引起事故或導致醫用電子儀器失靈，給身體帶來嚴重損害
- ◆ 心臟病患者，孕婦、剛出產後的女性請勿使用

# EMS Intelligent Foot Massager

## EMS加熱足部按摩器

**Model: MAV**

### Features:

- 6 massage modes: massage, kneading, scraping, elbow pressing, acupuncture, cupping, 9 levels of gradual strength
- Electrical muscle stimulation (EMS) was used to induce multiple muscle contractions, which were induced by the central nervous system
- Function: foot physiotherapy, massage acupoints, activate vein, relieve fatigue
- Suitable crowd: office workers, people with physical fatigue, etc
- 6種按摩模式：按摩、揉捏、刮痧、肘壓、針灸、火罐，9級漸變力度
- 採用電肌肉刺激(EMS)，利用電脈衝誘發多發性肌肉收縮，中樞神經系統使肌肉收縮
- 功能：腳底理療、按摩穴位、啟動脈絡、紓解疲勞
- 適宜人群：上班族、身體疲勞人士等



### Specifications

Product model 產品型號	MAV
Product material 產品材質	PU+SBR
Product function 產品功能	massage relaxation 按摩放鬆
Rated voltage 額定電壓	5V
Rated power 額定功率	7.5W
Product size 產品尺寸	31*31*0.5cm
Product weight 產品重量	220g
Packing size 包裝尺寸	32.5*32.5*3.4cm
Package weight 包裝重量	0.64kg

### Instructions

- ◆ 主機連接塑腿墊的感應觸點，並長按主機的開機/關機鍵；
- ◆ 通過主機選定模式，以及合適的檔位；
- ◆ (短按“M”鍵切換模式，短按“+”鍵升檔，短按“-”鍵降檔；)
- ◆ 注意事項：
- ◆ 初次使用時，請設置較低(1檔)的強度，等腳底適應後再慢慢調高檔位
- ◆ 切勿將本產品與心臟起搏器等植入式醫用電子儀器、人工心肺等用於維持生命的醫用電子儀器、心電圖儀等穿戴式醫用電子儀器，否則可能引起事故或導致醫用電子儀器失靈，給身體帶來嚴重損害
- ◆ 心臟病患者，孕婦、剛出產後的女性請勿使用



# Fingertip Pulse Massager

## 指尖脈衝按摩儀

Model: MBT

### Features:

- One-click opening, combined with pulse massage, can promote blood circulation at fingertips and revitalize hands
- Compact body, wireless body, simple and generous design, convenient to carry, anytime and anywhere to enjoy massage
- 16 adjustable gears, 5 massage modes, 15 minutes to relax hands
- 一鍵開啟，配合脈衝按摩，促進指尖血液迴圈，讓雙手重新活力
- 小巧機身，無線機身，設計簡潔大方，方便攜帶，隨時隨地享受按摩
- 16檔可調，5種按摩模式，15分鐘放鬆手部



### Specifications

Product model 產品型號	MBT
Product material 產品材質	ABS+stainless steel ABS+不銹鋼
Product function 產品功能	massage relaxation 按摩放鬆
Power mode 電源方式	USB charging
Battery capacity 電池容量	600mAh
Rated power 額定功率	≤1W
Product size 產品尺寸	8.6*3.8*1.2cm
Product weight 產品重量	30g
Packing size 包裝尺寸	11.5*2.3*16.5cm
Package weight 包裝重量	0.09kg

### Instructions

- ◆ 操作說明：長按開關機按鍵，開機或者關機。
- ◆ 在開機狀態，短按開關機鍵，可以切換按摩模式，並可同時按“+”“-”鍵可調節按摩力度。
- ◆ 注意事項：
  - 切勿將本產品與心臟起搏器等植入式醫用電子儀器、人工心肺等用於維持生命的醫用電子儀器、心電圖儀等穿戴式醫用電子儀器，否則可能引起事故或導致醫用電子儀器失靈，給身體帶來嚴重損害
  - 心臟病患者，孕婦、剛出產後的女性請勿使用



# EMS Intelligent Pulse Massage Instrument

## EMS智能脈衝按摩儀

**Model: MBV**

### Features:

- Three modes, carefully designed bio-electromagnetic pulse technology, and deep muscle simulation of real massage effect
- Simulated pulse massage to relax and tighten the fine muscles from the inside out
- Multi-functional, multi-purpose machine, equipped with hydrogel massage patch, neck, waist, back, legs and other parts can be massaged
- Electromagnetic pulse, 15-gear strength, accurate response to neck discomfort
- 三大模式, 精心設計的生物電磁脈衝技術, 深層幾次肌肉模擬真實按摩效果
- 仿真脈衝按摩, 由內而外放鬆緊細肌肉
- 多功能一機多用途, 配備水凝膠按摩貼片, 頸、腰、背、腿等多部分均可按摩
- 電磁脈衝, 15檔力度, 精準應對頸部不適



### Specifications

Product model 產品型號	MBV
Product material 產品材質	Gel 凝膠
Product function 產品功能	massage relaxation 按摩放鬆
Power supply mode 供電方式	button battery CR2032 鈕扣式電池CR2032
Rated power 額定功率	7.5W
Product size 產品尺寸	14*7*1cm
Product weight 產品重量	28g
Packing size 包裝尺寸	19.5*11.5*1.5cm
Package weight 包裝重量	0.08kg


### Instructions

- ◆ 務必將按摩貼貼在皮膚上才可以打開電源, 否則會有警告聲, 警告1分鐘後自動關機。
- ◆ 長按開關按鈕開機, 單擊開關按鈕切換模式, 單擊“+”或“-”可增強或減弱檔位, 再次長按開關按鈕關機
- ◆ 注意事項:  
切勿將本產品與心臟起搏器等植入式醫用電子儀器、人工心肺等用於維持生命的醫用電子儀器、心電圖儀等穿戴式醫用電子儀器, 否則可能引起事故或導致醫用電子儀器失靈, 給身體帶來嚴重損害  
心臟病患者, 孕婦、剛出產後的女性請勿使用

---

# Graphene Series

## 石墨烯系列




# Graphene Heating Massage Eye Care Instrument

## 石墨烯加熱按摩護眼儀

Model: JDH

### Features:

- Ergonomic arc 3D structure, reducing eye pressure, light and comfortable
- Warm up in 10 seconds to relieve eye fatigue
- Third gear temperature control plus seventh gear vibration adjustment
- With ice pack to relieve eye edema
- Graphene+infrared thermal massage
  
- 人體工學圓弧3D結構, 減少眼球壓迫感, 輕薄舒適
- 10秒升溫, 緩解眼部疲勞
- 三擋溫控加七檔震動調節
- 搭配冰敷袋, 緩解眼部水腫
- 石墨烯+紅外熱能按摩



### Specifications

Product model 產品型號	JDH
Product material 產品材質	PU+海棉+鬆緊帶+彈力布
Product function 產品功能	massage eyes 按摩眼部
Rated voltage 額定電壓	5V
Rated power 額定功率	5W
Heating temperature 發熱溫度	48°C/42°C/38°C
Charging mode 充電方式	USB
Product size 產品尺寸	23.5cm*9cm
Product weight 產品重量	59.6g
Packing size 包裝尺寸	26.6cm*10.5cm*5cm
Package weight 包裝重量	316.6g

### Instructions

- ◆ 加熱模式:  
長按開關2秒開機, 進入第一檔:單發熱高溫檔位, 工作溫度約48°C, 紅色燈常亮。再按一下進入第二檔:單發熱中溫檔位, 工作溫度約42°C, 藍色燈常亮。再按一下進入第三檔單發熱低溫檔位, 工作溫度約38°C, 綠色燈常亮。以上三種檔位工作15分鐘自動關機, 三個溫度上下浮動3°C。
- ◆ 按摩模式:  
長按2秒開機, 進入第一按摩模式, 迴圈短按, 迴圈變化模式, 共有七個按摩模式。
- ◆ 注意事項:  
請您在沒有使用本產品的情況下關閉電源。  
為了您的安全, 請在就寢前關閉電源。  
請避免在高溫檔下同一位置貼皮膚使用超過8分鐘, 並確認皮膚情況, 如有異常立即取下。

# Graphene Heating Neck Guard

## 石墨烯發熱護頸

Model: JDG

### Features:

- Graphene far-infrared hot compress, rapid heating in three seconds, uniform heating
- Built-in magnet, corresponding to cervical vertebra point physiotherapy, relieve cervical vertebra discomfort
- Made of Lycra fabric, breathable, soft and comfortable
- Three kinds of gears can be selected at will, and magnetic suction interface is used for power supply
- Applicable crowd: office workers/spinal stiffness/numbness/soreness/fear of coldness
- 石墨烯遠紅外熱敷，整片石墨烯膜發熱，三秒快速發熱，發熱均勻
- 內置磁石，對應頸椎穴位理療，舒緩頸椎不適，保護頸椎
- 採用萊卡面料，親膚透氣，柔軟舒適，不悶汗
- 三種檔位隨心選擇，磁吸介面供電
- 適用人群：辦公族/脊椎僵硬/麻木/酸痛/怕冷人士



### Specifications

Product model 產品型號	JDG
Product material 產品材質	lycra fabric 萊卡面料
Product function 產品功能	massage the neck 按摩頸部
Power supply mode 供電方式	USB
Rated voltage 額定電壓	5V
Rated power 額定功率	6W
Heating temperature 發熱溫度	45°C/55°C/65°C
Product size 產品尺寸	47cm*8.5cm*3.5cm
Product weight 產品重量	29.2g
Packing size 包裝尺寸	24.5cm*10.5cm*4cm
Package weight 包裝重量	135.1g

### Instructions

- ◆ 長按開關按鍵1.5秒開機·若再次長按燈光熄滅則關機;
- ◆ 開啟後，短按開關鍵可進行溫度模式的變換;
- ◆ 開機進入預熱檔位，溫度達到最高，5分鐘過後跳到中溫檔位，依次短按，高中低三個溫度迴圈變化，持續使用45分鐘後自動關機。
- ◆ 注意事項：  
貼皮膚使用時，請注意觀察確認皮膚情況，如有異常立即取下  
禁止靠近火源，腐蝕性液體及各種不利環境

# Graphene Heating Massage Warm Belt

## 石墨烯加熱按摩暖宮帶

Model: MBZ

### Features:

- The far infrared light and heat released by graphene can accelerate blood circulation and effectively relieve dysmenorrhea
- Three-stage temperature control, warm the skin from inside to outside, and relieve the tightness of the waist
- Smart APP connection, hidden adjustment is not awkward
- Type-C charging port, built-in high-capacity lithium battery, durable power supply
- Adjustable multi-range massage, imitating human massage to relieve discomfort
- 石墨烯釋放的遠紅外光熱量可深入子宮，加速血液迴圈排出淤血，有效緩解痛經
- 3檔控溫，由內而外溫暖肌膚，舒緩腰部緊繃
- 智能APP連接，隱藏式調節不尷尬
- Type-C充電口，內置高容量鋰電池，持久續航不斷電
- 可調多檔按摩，仿真人揉捏，舒緩不適



### Specifications

Product model 產品型號	MBZ
Product material 產品材質	PU+Lycra+sponge PU+萊卡+海棉
Product function 產品功能	warm compress and massage the waist 熱敷按摩腰部
Power mode 電源方式	USB charging
Rated power 額定功率	8W
Power input 電源輸入	5V/2A
Heating temperature 發熱溫度	45°C/55°C/65°C
Product size 產品尺寸	33*13*2cm
Product weight 產品重量	161g
Packing size 包裝尺寸	32*14*4cm
Package weight 包裝重量	0.31kg

### Instructions

- ◆ 長按震動鍵可開關機，藍牙指示燈亮，單擊震動按鈕即可開始按摩，再次單擊可切換按摩模式（共5個按摩強度），開機狀態下單擊加熱按鈕可熱敷，在此單擊可切換熱敷強度（抵擋、中檔、高檔、關閉熱敷，依次迴圈）
- ◆ 連接藍牙：開機狀態下，掃描說明書上二維碼下載APP，進入後點擊介面中的設備可連接使用。
- ◆ 注意事項：  
孕婦、兒童、心臟病、血壓異常、惡性腫瘤、腦血管患者、急性病患者或其他正在接受醫生治療者等禁止使用；

# Massage Hot Compress Belt

## 按摩熱敷暖宮腰帶

Model: MAZ

### Features:

- The far infrared light and heat released by graphene can effectively relieve dysmenorrhea
- Large-area hot compress, constant temperature heat dissipation, warm palace and drive out cold
- Three-gear temperature control, relieve waist tension,
- Three-stage artificial hand massage is close to the waist and abdomen to stimulate multiple acupoints
- Type-C charging port, built-in high-capacity lithium battery, wireless bondage, ready to use
- Intelligent digital display, visual temperature regulation, safe and not overheated
- 石墨烯釋放的遠紅外光熱量，有效緩解痛經
- 大面積熱敷，全面覆蓋子宮穴，中極穴，關元穴三大穴道，恒溫散熱，暖宮驅寒
- 3檔控溫，由內而外溫暖肌膚，舒緩腰部緊繃，
- 三檔仿人手按摩緊貼腰腹，刺激多點穴位
- Type-C充電口，內置高容量鋰電池，無線束縛隨時享用智能數顯，可視化調節溫度，安全不過熱



### Specifications

Product model 產品型號	MAZ
Product material 產品材質	ABS+flannelette ABS+絨布
Product function 產品功能	warm compress and massage the waist 熱敷按摩腰部
Power mode 電源方式	USB
Rated power 額定功率	7W
Power input 電源輸入	DC5V/1A
Heating temperature 發熱溫度	40°C/50°C/60°C
Product size 產品尺寸	19*8.4*3.4cm
Product weight 產品重量	161g
Packing size 包裝尺寸	20.2*9.5*4.5cm
Package weight 包裝重量	0.27kg

### Instructions

- ◆ 長按1.5秒開關機鍵，檔位1檔亮起，進入1檔低頻振動模式；在按一下進入2檔中頻振動模式，檔位2檔亮起；在按一下進入3檔高頻振動模式，檔位3檔亮起；依次迴圈，長按1.5秒開關機鍵即關機，檔位燈滅，震動停止。
- ◆ 開機狀態長按1.5秒溫控鍵，檔位1檔亮起，進入1檔熱敷模式，數碼螢幕顯示40°C；在按一下進入2檔熱敷模式，檔位2檔亮起，數碼螢幕顯示50°C；在按一下進入3檔熱敷模式，檔位3檔亮起，數碼螢幕顯示60°C；依次迴圈。長按1.5秒溫控鍵即關機，檔位燈滅，熱敷停止。
- ◆ 注意事項：  
孕婦、兒童、心臟病、血壓異常、惡性腫瘤、腦血管患者、急性病患者或其他正在接受醫生治療者等禁止使用；

# Graphene Hot Compress Massage Fixed Belt

## 石墨烯熱敷按摩固定腰帶

Model: MCB

### Features:

- Large area of heat in the waist can effectively help tired people relax pressure
- Double motors at the waist are arranged in a distributed way, and the five-gear high-frequency vibration is adjustable
- 5 steel plate supports, two-way compression, support decompression
- Three-stage temperature control, warm the skin from inside to outside, and relieve the tightness of the waist
- Smart APP connection, hidden adjustment is not awkward
- 腰部大面積發熱，讓熱溫散發至腰部深處，有效輔助疲憊的自己放鬆壓力
- 腰部雙電機分佈排列，五檔高頻振動可調，仿真人捶打放鬆腰椎肌肉
- 5條鋼板支撐，雙向加壓，模擬人體腰椎結構，支撐減壓
- 3檔控溫，由內而外溫暖肌膚，滋養腰肌迴圈舒緩腰部緊繃，讓腰部暖洋洋
- 智能APP連接，隱藏式調節不尷尬，不用撩衣也能輕鬆調節



### Specifications

Product model 產品型號	MCB
Product material 產品材質	PU
Product function 產品功能	massage relaxation 按摩放鬆
Power input 電源輸入	5V/2A
Rated power 額定功率	10W
Power mode 電源方式	USB charging
Heating temperature 發熱溫度	45°C/55°C/65°C
Product size 產品尺寸	118 *21cm
Product weight 產品重量	550g
Packing size 包裝尺寸	28*23*11cm
Package weight 包裝重量	0.91kg

### Instructions

- ◆ 用USB電源線連接充電寶與產品，單擊充電寶側面按鈕即可開啟充電寶
- ◆ 長按震動鍵可開關機，單擊震動按鈕即可開始按摩，再次單擊可切換按摩模式（共5個按摩強度），開機狀態下單擊加熱按鈕可熱敷，在此單擊可切換熱敷強度（抵擋、中檔、高檔、關閉熱敷，依次迴圈）
- ◆ 連接藍牙：開機狀態下，用微信掃一掃說明書上二維碼即可連接產品，進入後點擊介面中的設備可連接使用。
- ◆ 注意事項：  
心臟病患者，孕婦、剛出產後的女性請勿使用



# Graphene Electric Heating Belt

## 石墨烯電加熱暖宮腰帶

Model: JDF

### Features:

- Open-ended design, can be loaded with mohair bag, easy to replace
- Built-in temperature control switch, automatic power off when the temperature is too high, eliminate hidden dangers
- Exquisite binding, fine wiring and durable
- Safety interface, high-quality rubber surgical leakage prevention
- Graphene heats up quickly and eases waist discomfort
- 開口設計, 可裝入艾絨包等, 輕鬆更換
- 內置溫控開關, 溫度過高自動斷電, 杜絕隱患
- 精緻包邊, 走線細密, 經久耐用
- 安全接口, 優質橡膠外科防漏電
- 石墨烯發熱, 升溫速度快, 緩和腰部不適



### Specifications

Product model 產品型號	JDF
Product material 產品材質	lycra, OK cloth 萊卡, OK布
Product function 產品功能	warm compress and massage the waist 熱敷按摩腰部
Rated voltage 額定電壓	5V
Rated power 額定功率	7.5W
Heating temperature 發熱溫度	40°C/50°C/60°C
Product size 產品尺寸	110*18cm
Product weight 產品重量	190g
Packing size 包裝尺寸	25*17*5cm
Package weight 包裝重量	0.26kg

### Instructions

- ◆ 將產品取出後按照自己的合適腰圍粘貼上魔術貼即可將產品通電後, 長按開關鍵開機, 單擊開關鍵切換模式: 低檔、中檔、高檔, 依次迴圈; 再次長按開關鍵關機。
- ◆ 注意事項:  
孕婦、兒童及嚴重腰腹部出血或者出血傾向者禁用;  
高熱、溫度感覺障礙及佩戴部位皮膚損傷者禁用;

# Graphene Heating Knee Pad

## 石墨烯加熱護膝

**Model: JDI**

### Features:

- Shoulder and knee dual-use, far-infrared heating technology, effective pain relief
- Three-stage constant temperature hot compress plus three-gear vibration adjustment
- Velcro design, try a variety of different shapes
- Far infrared+moxibustion (can be used with mugwort bag)
- Applicable crowd: old cold leg/joint cold/knee effusion/sports injury
- 肩膝兩用，遠紅外發熱技術，高效舒緩疼痛
- 三檔恆溫熱敷加三檔震動調節
- 魔術貼設計，試用多種不同身材
- 遠紅外+艾灸搭配(可搭配艾草包使用)
- 適用人群：老寒腿/關節涼/膝蓋積液/運動損傷



### Specifications

Product model 產品型號	JDI
Product material 產品材質	PU+stretch cloth PU+彈力布
Product function 產品功能	Massage shoulder/knee 按摩肩膀/膝蓋
Power mode 電源方式	USB charging
Rated power 額定功率	6W
Power input 電源輸入	5V/2A
Heating temperature 發熱溫度	45°C/55°C/65°C
Product size 產品尺寸	66cm*28.5cm
Product weight 產品重量	422g
Packing size 包裝尺寸	26.6cm*10.5cm*5cm
Package weight 包裝重量	0.61kg

### Instructions

- ◆ 加熱模式：  
長按控制鍵開關3秒開機進入第一檔加熱模式。工作溫度約65°C，紅燈亮起。第二檔位藍燈常亮，處於中檔溫度模式，工作溫度約55°C。  
第三檔位綠燈常亮，處於低檔溫度模式，工作溫度約45°C。
- ◆ 震動模式：  
長按控制鍵按摩開關3秒開始進入高頻按摩震動模式，此時紅燈亮起。  
第二檔位藍色指示燈亮起進入中頻按摩震動模式。  
第三檔位綠色指示燈亮起進入低頻按摩震動模式

# Graphene Electric Heating Knee Pad

## 石墨烯電加熱護膝

Model: JDJ

### Features:

- Graphene hot compress, rapid warming, warm knees
  - The three-gear adjustable temperature control is applicable to the whole family
  - Far-infrared light wave care, light compress care knee joint
  - Highly breathable fabric, breathable and moisture removal, wear-resistant and durable
- 石墨烯熱敷, 快速升溫, 溫暖膝蓋
  - 三擋可調節溫控, 可調節溫控全家適用
  - 遠紅外光波護理, 光敷呵護膝關節
  - 高透氣面料, 透氣排濕, 防磨耐用



### Specifications

Product model 產品型號	JDJ
Product material 產品材質	lycra, OK cloth 萊卡, OK布
Product function 產品功能	warm compress the knee 熱敷膝蓋
Rated voltage 額定電壓	5V
Rated power 額定功率	6W
Heating temperature 發熱溫度	63~67°C/52~56°C/41~45°C
Product size 產品尺寸	55*32cm
Product weight 產品重量	138 g
Packing size 包裝尺寸	20*20*4cm
Package weight 包裝重量	0.2kg

### Instructions


- ◆ 將產品取出後按照自己合適的尺寸粘貼上魔术貼即可
- ◆ 將產品通電後, 長按開關鍵開機, 單擊開關鍵切換模式: 高檔、中檔、低檔, 依次迴圈; 再次長按開關鍵關機。

注意事項:

- ◆ 心臟病患者, 孕婦、剛出產後的女性請勿使用

# Simple Massager

## 普通按摩器




# Magnet Sleep Mask

## 磁石睡眠眼罩

Model: MAU

### Features:

- The flannelette is soft and skin-friendly, comfortable and light-proof, without oppression
  - Inlaid with 20 magnets, fit the acupoints and promote the microcirculation of the eyes
  - The far-infrared functional magnetic fiber fabric can release far-infrared light, supplement magnetism and activate the microcirculation of the eyes.
  - Japanese button can be flexibly adjusted to fit different head circumference
- 絨布柔軟親膚,舒適遮光,無壓迫感
  - 內鑲20顆磁石,貼合穴位,促眼部微循環
  - 遠紅外功能磁纖維面料,可釋放遠紅外線,補充磁性,活化眼部微循環。
  - 日字扣靈活調節鬆緊,適合不同頭圍大小



### Specifications

Product model 產品型號	MAU
Product function 產品功能	eye massage 眼部按摩
Product material 產品材質	velvet fabric+far-infrared magnetic fabric 不倒絨面料+遠紅外磁布
Number of magnets 磁石數量	20
Product size 產品尺寸	21.7cm×10.2cm
Product weight 產品重量	47.7g
Package size 包裝尺寸	12*12*5cm
Packing weight 包裝重量	75g

### Instructions

- ◆ 注意事項:  
此款為樹脂製品請遠離火源或高溫環境。以免造成產品損壞,以防影響使用壽命

# Vibration Scalp Massage Instrument

## 震動頭皮按摩儀

Model: MM

### Features:

- Wireless and convenient, small and light, detachable
- Top switch design, easy to control switch and massage mode
- A multi tooth design, clip tooth circular design
- One key operation, easy to use, one key switch, click mode switch
- Suitable crowd: office workers, people with physical fatigue, etc
- 無線便捷身形小巧輕便,可拆卸
- 頂部開關設計,輕鬆控制開關機及按摩模式的切換
- 一條多齒設計,卡齒圓形設計
- 一鍵操作使用方便,一鍵開關機,按一下模式切換
- 適宜人群:上班族、身體疲勞人士等



### Specifications

Product model 產品型號	MM
Product material 產品材質	elastic ABS 彈性ABS
Product function 產品功能	massage 按摩
Applicable part 適用部位	head 头部
Massage techniques 按摩手法	shake 震动
Use time 使用時間	4-6 hours
Charging mode 充電方式	USB
Product size 產品尺寸	15.5*10*9.5cm
Product weight 產品重量	150g
Packing size 包裝尺寸	15*10*10cm
Package weight 包裝重量	0.23kg

### Instructions

- ◆ 將產品取出後把按摩條依次對準卡槽安裝上即可
- ◆ 將產品按照圖片方式戴在頭上,按下頂部開關即可開始按摩
- ◆ 共三種模式可以切換,按下頂部開關鍵即可切換模式
- ◆ 注意事項:
- ◆ 頭部受傷者請勿使用
- ◆ 每個人對力度要求不一樣,請自行調節
- ◆ 如果您遇到急性頭痛,即突然發作的常見的不常見的頭痛,請勿使用本產品,應及時就醫


# Manual Cervical Vertebra Massager

## 手動頸椎按摩器

Model: MBY

### Features:

- The four fingers are comfortable to hold, and it is easy to use force when pressing
- It is made of reassuring and healthy PVC material, with good elasticity, stability, firmness and durability, and long service life
- Adopt complex integrated injection molding production process, with stable structure, durable and durable
- 四指握姿舒適, 按壓時候便於使力
- 採用安心健康PVC材質, 不發黴彈性好, 穩定牢固耐用, 使用時間長
- 採用複雜的一體式注塑生產工藝, 結構穩固, 耐用不易壞



### Specifications

Product model 產品型號	MBY
Product function 產品功能	massage the neck 按摩頸部
Product material 產品材質	TPO
耐熱溫度	60°C
Product size 產品尺寸	17*9*7cm
Product weight 產品重量	98g
Package size 包裝尺寸	20*16*8cm
Packing weight 包裝重量	0.13kg

### Instructions

- ◆ 齒輪擠壓按摩酸痛處
- ◆ 頭部來回按壓
- ◆ 休息時穴位按壓
- ◆ 注意事項:  
禁止暴曬, 陰涼地方曬乾。  
不要靠近火源。




# Cervical Vertebra Massage Pillow

## 頸椎按摩枕

Model: MCG

### Features:

- Designed for human cervical vertebra, release cervical pressure and make life easier
  - Meet the natural physiological curve of the neck and effectively support the neck
  - Self-inflating, soft and hard adjustment
  - Surface bump massage, deep massage of shoulder and neck
- 針對人體頸椎設計, 釋放頸椎壓力, 讓生活更輕鬆
  - 迎合頸部自然生理曲線, 有效支撐頸部
  - 可自行充氣, 調節軟硬度
  - 表面凸點按摩, 深層按摩肩頸



### Specifications

Product Model 產品型號	MCG
Product Function 產品功能	massage cervical vertebra 按摩頸椎
Product Material 產品材質	environmentally friendly PVC+gel 環保PVC+凝膠
Product Color 顏色	blue 藍色
Product size 產品尺寸	16*14*7cm
Product Weight 產品重量	441g
Package Size 包裝尺寸	15*7.5*17cm
Packing Weight 包裝重量	0.49kg

### Instructions

- ◆ 取出產品, 放到頸椎合適位置即可使用, 以自我感受舒服為宜。
- ◆ 注意事項:  
不能整夜使用, 本產品是頸椎物理輔助工具, 不能當做普通睡覺的枕頭, 不能整夜使用。  
嚴重不適者請及時檢查治療嚴重不適者, 如行動障礙, 四肢僵硬無力, 走路踩棉花感等症狀, 建議及時檢查治療。

# PU Cervical Massage Pillow

## PU頸椎按摩舒緩枕

**Model: MBC/MBG**



### Features:

- Acupoint massage is based on the acupoint technology of traditional Chinese medicine;
- The side is raised, and the fixed head does not slide;
- Finger pressure particles, touch the muscle tenderness point, relax the cervical spine;
- Guide slot, guide correct posture when using

- 穴位按摩, 依據中醫穴位技術;
- 側邊加高, 固定頭部不滑動;
- 指壓顆粒, 觸及肌肉壓痛點, 放鬆頸椎;
- 引導槽, 使用時引導正確姿勢

### Specifications

Product model 產品型號	MBC/MBG
Product function 產品功能	massage the neck 按摩頸部
Product material 產品材質	PU
Product size 產品尺寸	24.5*17.5*13cm / 24.5*17.5*13cm
Package size 包裝尺寸	26.5*16*19cm / 26*19*13cm
Packing weight 包裝重量	526g / 561g



### Instructions

- ◆ 取出產品, 放到頸椎合適位置即可使用, 以自我感受舒服為宜。
- ◆ 注意事項:  
不能整夜使用, 本產品是頸椎物理輔助工具, 不能當做普通睡覺的枕頭, 不能整夜使用。  
嚴重不適者請及時檢查治療嚴重不適者, 如行動障礙, 四肢僵硬無力, 走路踩棉花感等症狀, 建議及時檢查治療。

# Portable Memory Cotton U-shaped Pillow

## 便攜記憶棉U型枕

**Model: MBQ**

### Features:

- 3~5 seconds slow rebound memory cotton, relax and sleep
- Delicate texture, soft feel and extremely skin-friendly
- Zoning design, 360 ° omni-directional three-dimensional support
- Hoodie lock design can freely adjust the tightness of the rope to meet the wearing requirements of different face shapes
  
- 3~5秒慢回彈記憶棉, 放鬆安睡
- 質地細膩, 手感柔軟, 具有極高的親膚性
- 分區設計, 360°全方位立體支撐
- 帽衫鎖扣設計, 可隨意調節繩鬆緊度, 滿足不同臉型的佩戴需求



### Specifications

Product Model 產品型號	MBQ
Product Function 產品功能	support cervical vertebra 支撐頸椎
Product Material 產品材質	elastic golden velvet+memory sponge 彈性透氣金雕絨+秒回彈記憶海綿
Product Color 顏色	grey 灰色
Product size 產品尺寸	25*25*14cm
Product Weight 產品重量	260g
Package Size 包裝尺寸	26.5*16*19cm
Packing Weight 包裝重量	0.4kg

### Instructions

- ◆ 取出產品, 放到頸椎合適位置即可使用, 以自我感受舒服為宜。
- ◆ 注意事項:  
請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗;  
使用後請及時洗淨晾乾;  
請勿長期置於高溫場所, 以免變形;


# Roller Cervical Massager

## 滾輪夾脖頸椎按摩器

Model: MBA/MBM

### Features:

- Universal, multi-position massage, easy to use anytime and anywhere
  - Curved grip, anti-slip design, not easy to break, fit the palm of the hand, more comfortable grip
  - The massage wheel can rotate to meet the needs of massage
  - TPR material ball, soft and elastic for skin, convex particles enhance massage effect
- 全身通用, 多部位按摩, 隨時隨地輕鬆按摩, 使用方便
  - 弧度握把, 防滑設計, 不易折斷, 貼合手掌, 握感更舒適
  - 按摩輪可旋轉角度, 貼近按摩使用需求
  - TPR材質球體, 親和皮膚柔軟有彈性, 凸起顆粒加強按摩效果



### Specifications

Product model 產品型號	MBA / MBM
Product function 產品功能	massage the neck 按摩頸部
Product material 產品材質	TPR+PP
Color 顏色	blue/pink 藍色/粉色
Product size 產品尺寸	34*19cm
Product weight 產品重量	220g / 260g
Package size 包裝尺寸	36*19*5cm
Packing weight 包裝重量	0.4kg / 0.35kg

### Instructions

- ◆ 將按摩軟膠頭放於頸後方, 兩手持手柄, 合攏張開來回按壓。
- ◆ 按摩時按壓時間和使用力度, 根據自身的適應情況自行按摩
- ◆ 一般每次按摩3-5分鐘為佳。
- ◆ 注意事項:  
本產品非醫療器具。  
請勿在規定使用範圍外使用產品。  
長髮者請紮起頭髮後使用, 以免頭髮纏繞。

# Hedgehog Massage Ball

## 刺蝟全身按摩球

**Model: MD/MX**

### Features:

- Small and portable small thorn ball, no time and place restrictions, anytime and anywhere massage
- Relieve muscle tension, stimulate local acupoints, and reduce muscle tension
- Suitable for local key massage to relax the hard to reach muscles
- PVC environmental protection material can be used safely, with moderate hardness and elasticity
- Suitable crowd: office workers, people with physical fatigue, etc
- 小巧便攜小刺球, 不受時間地點限制, 隨時隨地按摩
- 緩解肌肉緊張, 刺激局部穴位, 並減少肌肉緊張
- 適合局部重點按摩放鬆, 難以觸及的肌肉
- PVC環保材質放心使用, 軟硬適中, 有彈力
- 適宜人群: 上班族、身體疲勞人士等



### Specifications

Product model 產品型號	MD/MX
Product function 產品功能	whole body massage 全身按摩
Product material 產品材質	PVC
Singleball diameter 直徑	Φ7.5cm    Φ9cm
Product color 顏色	Red, blue, pink, green, purple 紅, 藍, 粉, 綠, 紫
Product weight 產品重量	59g    37g
Package size 包裝尺寸	13*12*8.5cm
Packing weight 包裝重量	0.15kg

### Instructions

- ◆ 根據需要部分滾動按壓按摩球
- ◆ 此款為塑膠製品請遠離火源或高溫環境, 以免造成產品損壞, 以防影響使用壽命
- ◆ 注意事項:
- ◆ 每個人對力度要求不一樣, 請自行調節

# Yabai Massage Health Care Balls

## 崖柏按摩保健球

Model: MAI

### Features:

- Selected solid wood design, durable, light and practical
- Daily rolling can dredge channels and collaterals, and strengthen body and body
- The material is self-contained fragrance, refreshing and refreshing
- Suitable crowd: office workers, people with physical fatigue, etc
- 精選實木設計, 長久耐用, 輕便實用
- 每日滾動可疏通經絡, 強身健體
- 材質自帶清香, 提神醒腦
- 適宜人群: 上班族、身體疲勞人士等



### Specifications

Product model 產品型號	MAI
Product material 產品材質	cypress 崖柏木
Product function 產品功能	whole body massage 全身按摩
Specification 規格	two pack 兩顆裝
Product size 產品尺寸	4cm
Package weight 產品重量	59g
Packing size 包裝尺寸	14.5*10.5*8cm
Package weight 包裝重量	0.17kg

### Instructions

- ◆ 取出產品, 將產品放在手心來回滾動即可
- ◆ 注意事項:
- ◆ 本產品為實木產品, 請注意防潮防火
- ◆ 清洗時可用柔軟的布或者酒精棉進行清洗消毒

# Chicken Wing Wood Thin Face Massager

## 雞翅木瘦臉按摩器

Model: MBB

### Features:

- Selected solid wood design, durable, light and practical
- Daily rolling can dredge the meridians and strengthen the body
- The material has its own fragrance, refreshing and refreshing
- 精選實木設計, 長久耐用, 輕便實用
- 每日滾動可疏通經絡, 強身健體
- 材質自帶清香, 提神醒腦



### Specifications

Product Model 產品型號	MBB
Product Function 產品功能	rolling massage 滾動按摩
Product Material 產品材質	chicken wing wood 雞翅木
Product Length 產品長度	19cm
Product Weight 產品重量	128.3g
Package Size 包裝尺寸	20.5*10.5*10.5cm
Packing Weight 包裝重量	181g

### Instructions

- ◆ 取出產品, 將產品拿在手上, 針對需要按摩的部位, 來回滾動即可
- ◆ 注意事項:  
本產品為實木產品, 請注意防潮防火  
清洗時可用柔軟的布或者酒精棉進行清洗消毒




# Four-wheel Car Massager

## 四輪車按摩器

Model: MBD

### Features:

- Selected solid wood design, durable, light and practical
- Daily rolling can dredge the meridians and strengthen the body
- 精選實木設計, 長久耐用, 輕便實用
- 每日滾動可疏通經絡, 強身健體



### Specifications

Product model 產品型號	MBD
Product material 產品材質	golden silk green sandalwood 金絲綠檀木
Product function 產品功能	whole body massage 全身按摩
Product size 產品尺寸	16*10*7cm
Package weight 產品重量	226g
Packing size 包裝尺寸	14.5*10.5*8cm
Package weight 包裝重量	279g

### Instructions

- ◆ 取出產品, 將產品拿在手上, 針對想要按摩的部位, 來回滾動即可
- ◆ 注意事項:  
本產品為實木產品, 請注意防潮防火  
清洗時可用柔軟的布或者酒精棉進行清洗消毒

# Red Sandalwood Palm Massager

## 紫檀木質手掌按摩器

**Model: MBE**

### Features:

- Selected solid wood design, durable, light and practical
- Suitable for hand joint massage, palm massage, muscle relaxation and blood circulation
  
- 精選實木設計, 長久耐用, 輕便實用
- 適用於手關節按摩, 手心按摩, 舒筋活血



### Specifications

Product Model 產品型號	MBE
Product Function 產品功能	rolling massage 滾動按摩
Product Material 產品材質	golden silk green sandalwood 金絲綠檀木
Product Length 產品長度	8cm
Product Weight 產品重量	177g
Package Size 包裝尺寸	10.5*10.5*3cm
Packing Weight 包裝重量	197g

### Instructions

- ◆ 取出產品, 將產品放在手心來回滾動即可

注意事項:

- ◆ 本產品為實木產品, 請注意防潮防火  
清洗時可用柔軟的布或者酒精棉進行清洗消毒


# Chicken Wing Wood tendon Stick Massager

## 雞翅木擗筋棒按摩器

Model: MBF/MBF2

### Features:

- Selected solid wood design, durable, light and practical
  - Designed for different parts of the body, the groove bending range conforms to the body curve
  - Simulated finger design, functions include: finger pressure massage, back scraping, round head pressing points;
- 精選實木設計, 長久耐用, 輕便實用
  - 針對身體不同部位設計的, 凹槽彎曲幅度貼合人體曲線
  - 模擬手指設計, 功能有: 指壓按摩, 背部刮痧, 圓頭按穴;



### Specifications

Product model 產品型號	MBF/MBF2
Product material 產品材質	golden silk green sandalwood 金絲綠檀木
Product function 產品功能	whole body massage 全身按摩
Product size 產品尺寸	53cm / 59cm
Package weight 產品重量	281.2g / 240g
Packing size 包裝尺寸	55*15*5 cm / 61.5*15*6cm
Package weight 包裝重量	440g / 480g

### Instructions

- ◆ 取出產品, 將產品拿在手上, 針對想要按摩的部位, 來回滾動即可
- ◆ 注意事項:  
本產品為實木產品, 請注意防潮防火  
清洗時可用柔軟的布或者酒精棉進行清洗消毒


# Roller Finger Massager

## 滾輪式手指按摩器

**Model: MAL**

### Features:

- Choose the best material and use it more safely
- The roller of the product is soft and elastic, Don't worry about finger size
- Compact and portable, easy to operate and use
- Suitable for: hand training, postoperative rehabilitation, muscle strength training, etc
  
- 優選材質, 使用更放心
- 產品滾輪柔軟, 有彈性, 不用擔心手指大小
- 小巧便攜, 操作簡單, 使用方便
- 適用於: 手部訓練、術後康復、肌力鍛煉等



### Specifications

Product model 產品型號	MAL
Product material 產品材質	plastic 塑膠
Product Function 產品功能	rolling massage 滾動按摩
Control mode 控制方式	manual 手動式
Applicable part 適用部位	gloves 手部
Product Size 產品尺寸	15*3.5*3cm
Product Weight 產品重量	31g
Packing Size 包裝尺寸	12*12*5cm
Package Weight 包裝重量	0.06kg

### Instructions

- ◆ 將產品取出, 掰開將手指放入即可開始推拉按摩
- ◆ 根據需要部分滾動按壓按摩球
- ◆ 此款為塑膠製品請遠離火源或高溫環境, 以免造成產品損壞, 以防影響使用壽命
  
- ◆ 注意事項:
- ◆ 每個人對力度要求不一樣, 請自行調節


# Roller Ring Massager

## 滾輪環形按摩器

Model: MAH

### Features:

- Eight wheel design, PP material, durable, comfortable grip
  - Grooved Anti Slip Grip fits fingers, increases grip feeling, and is firm without slipping
  - Adjustable leg circumference up to 60cm, to meet the leg, cervical massage and other parts of the massage
  - Suitable crowd: Yoga lovers, fitness crowd, office workers, etc
- 八輪設計, PP材質, 結實耐用, 握感舒適
  - 凹槽防脫握柄貼合手指, 新增握持感, 牢固不滑脫
  - 大小可調腿圍達60cm, 滿足腿部、頸椎按摩等多部位按摩
  - 適宜人群: 瑜伽愛好者、健身人群、上班族等



### Specifications

Product model 產品型號	MAH
Product material 產品材質	PP
Product function 產品功能	massage 按摩
Massage mode 按摩方式	two pack 手動式
Leg circumference 適用腿圍	約60cm
Product size 產品尺寸	27*25*3.5cm
Package weight 產品重量	272g
Packing size 包裝尺寸	26*19*16cm
Package weight 包裝重量	0.40kg

### Instructions

- ◆ 將產品取出, 掰開將手部或腿部等需要按摩的部位, 放入即可開始推拉按摩
- ◆ 注意事項:
- ◆ 每個人對力度要求不一樣, 請自行調節


# Diamond Magnetic Ball Massager

## 菱形七珠磁石滾珠按摩器

Model: MBK

### Features:

- Rolling beads, relaxing massage, driving away edema and meat
- Massage on multiple parts of the body, suitable for old and young
- Made of high-quality soft materials, easy to bend and fit
- The length of the buckle can be adjusted by multiple gears, and the buckle can be adjusted according to the size of the hand
- It can be removed for cleaning. Hard objects such as screwdriver can be used to pry open the steel ball, and the cleaning is more thorough
- 珠子滾動, 舒爽按摩, 趕跑水腫和肉肉
- 全身多部位按摩, 老少鹹宜
- 採用優質柔軟材料, 輕鬆彎折貼合身體
- 多檔調節扣帶長度, 扣子可以根據手型大小來調節
- 可拆卸清洗, 可用螺絲刀等硬物撬開鋼珠, 清洗更徹底



### Specifications

Product model 產品型號	MBK
Product material 產品材質	PVC+POM+Carbon steel ball 碳素鋼珠
Product Function 產品功能	rolling massage 滾動按摩
Specifications 規格	diamond 7 beads 菱形7珠
Product Size 產品尺寸	16*8cm
Product Weight 產品重量	142g
Packing Size 包裝尺寸	15*15*5cm
Package Weight 包裝重量	0.2kg

### Instructions

- ◆ 取出產品, 將手掌放至產品背面後把扣帶按照手掌大小位置扣上即可
- ◆ 注意事項:  
禁止暴曬, 陰涼地方曬乾  
不要靠近火源  
使用後請及時清潔

# Two-wheel Roller Massager

## 兩輪滾軸按摩器

Model: MBL

### Features:

- PVC roller design, 360° massage roller, can massage the back of legs
  - Wave-shaped anti-slip handle design, convenient to use, thick and comfortable to grasp
  - Stainless steel lever, not easy to rust, long service life
- PVC滾輪設計, 360°按摩滾輪, 按摩腿部背部都可以
  - 波浪型防滑手柄設計, 使用方便, 厚實手感舒適易掌握
  - 不銹鋼杠杆, 不易生銹, 使用壽命長



### Specifications

Product model 產品型號	MBL
Product material 產品材質	PVC+ABS
Product function 產品功能	massage 按摩全身
Product size 產品尺寸	15*9*4cm
Package weight 產品重量	134g
Packing size 包裝尺寸	15*15*5cm
Package weight 包裝重量	0.19kg

### Instructions

- ◆ 取出產品, 將產品拿在手上, 針對需要按摩的部位, 來回滾動即可
- ◆ 注意事項:  
禁止暴曬, 陰涼地方曬乾  
不要靠近火源  
使用後請及時清潔



# Soft Silicone Massage Hammer

## 柔軟矽膠拍打按摩錘

Model: MBO

### Features:

- Double-sided solid massage head is more durable, with full weight and solid and durable
- High rebound anti-slip handle, soft and high elastic handle, fast rebound and more stress, anti-slip design is better
- Small and lovely, easy to beat, lovely lollipop shape, easy to use
- 7 massage points, stimulate acupoints, help you drive away fatigue and recover
- 雙面實心更耐用，圓球型按摩頭，分量十足，實心耐用
- 高回彈防滑手柄，柔軟高彈性手柄，回彈快更受力，防滑設計更好用
- 小巧可愛，輕鬆捶打，可愛棒棒糖造型，使用輕鬆自如
- 7個按摩點，刺激穴位，幫你驅趕疲勞，恢復狀態



### Specifications

Product model 產品型號	MBO
Product material 產品材質	silicone 矽膠
Product Function 產品功能	beat massage 捶打按摩
Product Size 產品尺寸	5*6*29cm
Product Weight 產品重量	180g
Packing Size 包裝尺寸	35*6*6cm
Package Weight 包裝重量	0.25kg

### Instructions

- ◆ 取出產品，將產品拿在手上，針對需要按摩的部位，來回拍打即可
- ◆ 注意事項：  
每個人對力度要求不一樣，請自行調節

# Foot Massage Blanket

## 腳底按摩毯

### Model: MAO

#### Features:

- Natural rain flower stone is used as the material
  - The stone is polished and safe to use
  - Stone is economical, practical, healthy and environmentally friendly
  - Suitable for: poor sleep quality, fatigue, sub-health, long standing and sedentary, physical fitness and other people
- 採用天然雨花石為製作材料
  - 石頭經過拋光打磨使用安全
  - 石頭經濟實用健康環保
  - 適用於：睡眠質量不好、疲勞倦怠，亞健康、久站久坐、強身健體等各種人群



#### Specifications

Product model 產品型號	MAO
Product material 產品材質	plastic 軟塑膠+雨花石
Product function 產品功能	massage 按摩
Applicable part 適用部位	foot 足部
Product Size 產品尺寸	40*150*2cm
Product Weight 產品重量	8400g
Packing Size 包裝尺寸	42*27*21cm
Package Weight 包裝重量	8.80kg

#### Instructions

- ◆ 每天使用2次，使用前飲用一杯溫開水按摩效果更佳
- ◆ 按摩時間長短按照個人適應程度，自行調節
- ◆ 注意事項：
- ◆ 行動不便者、嚴重眩暈、婦女月經期間、孕期、妊娠期間、重症患者等不宜使用
- ◆ 其他嚴重疾病，請諮詢醫生再使用


# Roller Ring Massager

## 滾輪足底按摩器

Model: MAQ

### Features:

- ABS resin is made of high-quality resin, which is thick and comfortable to touch
- Point massage and roller massage make the massage more comfortable
- Applicable to: people who have been standing for a long time, people who wear high heels, the elderly, etc
- ABS樹脂材質採用優質樹脂，材質厚實，觸感舒適
- 點位按摩和滾輪按摩兩種方式，按摩更舒適
- 適用於：久站人群、穿高跟鞋人群、老人血脈不通等



### Specifications

Product model 產品型號	MAQ
Product material 產品材質	ABS
Product function 產品功能	point + roller sole massage 點位+滾輪足底按摩
Product size 產品尺寸	28.5*13*5cm
Package weight 產品重量	0.185kg
Packing size 包裝尺寸	31*21*5cm
Package weight 包裝重量	0.338kg

### Instructions

- ◆ 將產品取出放在地下或者墊子上面，腳放上去即可使用
- ◆ 注意事項：
- ◆ 此款為塑膠產品請遠離火源或高溫環境，以免造成產品損壞，以防影響使用壽命
- ◆ 請勿陽光暴曬，可水洗

# Plantar Massager

## 足底按摩器

Model: MBU

### Features:

- Bionic sea cucumber bulge design, radian fit, bulge fully stimulate the plantar acupoints
- It is made of reassuring and healthy PVC material, with good elasticity, stability, firmness and durability, and long service life
- Adopt complex integrated injection molding production process, with stable structure, durable and durable
- 仿生海參凸點設計，弧度貼合，凸點全面刺激腳底穴位
- 採用安心健康PVC材質，不發黴彈性好，穩定牢固耐用，使用時間長
- 採用複雜的一體式注塑生產工藝，結構穩固，耐用不易壞



### Specifications

Product model 產品型號	MBU
Product material 產品材質	PVC
Product function 產品功能	foot massage 足底按摩
Product size 產品尺寸	19.5*13.5*4cm
Package weight 產品重量	158g
Packing size 包裝尺寸	25*17*5cm
Package weight 包裝重量	0.23kg

### Instructions

- ◆ 將產品取出放在地下或者墊子上面，腳放上去即可使用
- ◆ 注意事項：
- ◆ 此款為塑膠產品請遠離火源或高溫環境，以免造成產品損壞，以防影響使用壽命
- ◆ 請勿陽光暴曬，可水洗

# Adjustable Massage Roller Footrest

## 可調節按摩滾輪擱腳凳

Model: MBH

### Features:

- Thickened material, strong and durable
- Height adjustable
- Anti-slip and stable, easy to clean
- Massage and relieve
  
- 加厚材質，結實耐用
- 高度可調節
- 防滑穩固，便於清潔
- 按摩舒緩



### Specifications

Product model 產品型號	MBH
Product material 產品材質	ABS+TPR
Product function 產品功能	foot massage+support 足底按摩+支撐
Packing size 包裝尺寸	39.5*29.5*8~19.5cm
Package weight 包裝重量	1.26kg

### Instructions

- ◆ 請按照安裝指示安裝，產品有正反面，如反了螺絲會鎖不緊
- ◆ 注意事項：  
此款為塑膠產品請遠離火源或高溫環境，以免造成產品損壞，以防影響使用壽命
- ◆ 請勿陽光暴曬，可水洗

# Adjustable Rocking Cushion Stool

## 可調節搖擺舒緩凳

Model: MBI

### Features:

- Thickened material, strong and durable
- Height adjustable
- Anti-slip and stable, easy to clean

- 加厚材質，結實耐用
- 高度可調節
- 防滑穩固，便於清潔



### Specifications

Product model 產品型號	MBI
Product material 產品材質	ABS+TPR
Product function 產品功能	support foot+foot massage 支撐足部+足底按摩
Packing size 包裝尺寸	43*28*9.5cm
Package weight 包裝重量	1.74kg

### Instructions

- ◆ 請按照安裝指示安裝，產品有正反面，如反了螺絲會鎖不緊
- ◆ 注意事項：
- ◆ 此款為塑膠產品請遠離火源或高溫環境，以免造成產品損壞，以防影響使用壽命
- ◆ 請勿陽光暴曬，可水洗



Ziglite Smart Health Care Products Co., Ltd.  
節亮康護產品有限公司

Hong Kong Office Address

Room B3, 18/F Bonsun Industrial Building, 364-366 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong

Office Hour : Mon - Fri : 9:30 - 5:30pm

Email : [info@ziglite.com](mailto:info@ziglite.com)

Office : +852 3107 7500

Fax: +852 3544 0462

Whatsapp : +852 6827 2010



[www.ziglite.com](http://www.ziglite.com)